

定制鞋武汉定制鞋厂家补高定制鞋

产品名称	定制鞋武汉定制鞋厂家补高定制鞋
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	100.00/件
规格参数	品牌:脑瘫矫形器 型号:FD1065
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心6楼）
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

1、能为骨折迅速提出良好的外固定，辅助治疗及手术外固定。外固定能迅速将骨折固定，有利于减轻疼痛、减少失血和便于搬动病人做必要的检查或立即进行手术，以控制威胁病人生命的有关损伤。2、便于观察和处理伤口而不干扰骨折复位固定。对有骨折缺损的病人，在伤口感染控制后可施行开放性自体松质移植。3、矫形器在骨折外固定的刚度具有可调性，可随着骨折的愈合进行调整。4、现代外固定对骨旋力灵活，可根据骨折类型对骨折施行断端间轴加压或给予横向力固定，牵引保持伤肢长度。5、可早期活动骨折上下关节，应力遮挡少，有利于骨折愈合。6、矫形器用于骨外固定特别适用于治疗感染性骨折和感染性骨不连。7、矫形器用于外固定便于抬高伤肢，有利于改善血液循环，避免压迫肢体后侧组织，这在骨折合并肢体烧伤或皮肤广泛剥脱伤时尤为重要。8、易于穿戴及除去。

主要包括以下几个方面：（1）稳定与支持：通过限制肢体或躯干的异常运动来保持关节的稳定性，恢复承重或运动能力。（2）固定与矫正：对已出现畸形的肢体或躯干，通过固定病变部位来矫正畸形或防止畸形加重。（3）保护与免负荷：通过固定病变的肢体或关节，限制其异常活动，保持肢体、关节的正常对线关系，对下肢承重关节可以减轻或免除长轴承重。（4）代偿与助动：通过某些装置如橡皮筋、弹簧等来提供动力或储能，代偿已经失去的肌肉功能，或对肌力较弱部分给予一定的助力来辅助肢体活动或使瘫痪的肢体产生运动。

一、保持接受腔内面的清洁。如果接受腔内面不洁，会增加残肢皮肤感染的危险。每天晚上睡前将接受腔（内衬套）内面用温水清洗，擦拭干净。二、经常清洗和更换残肢套。三、如果接受腔某处压痛残肢时，可用挖空压痛部位的衬垫或用毛毡填起压痛部位周围的办法解决。四、当感到接受腔松弛时，先采用增加残肢套的方法解决；如仍过松，可在内衬套四壁粘上一层毛毡解决。必要时，更换新接受腔。五、塑料壳式假肢，不能放在高温容器旁。寒冷时，也不能用火烤温后使用，防止变形，而影响使用的效果。