

赛康卡式灭菌器2000S代理

产品名称	赛康卡式灭菌器2000S代理
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:赛康 型号:2000S 容积:2L
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

赛康卡式灭菌器2000S代理 技术参数

2000S灭菌循环时间 6分钟

灭菌温度(非包裹) 134度

机器尺寸 48.5cm × 41.5cm × 15cm

卡式灭菌盒尺寸(外部):(41cm × 19.5cm × 4cm
包括手柄)

卡式灭菌盒尺寸(内部) 28cm × 18cm × 4cm

灭菌腔容积 1.8升

蓄水箱容积 4.0升

功率	1.3kVA
电压范围	AC 220V-240V,50/60HZ,6A
噪声	平均56dB,最大65dB
设备净重（不含水）	21KG
包装后重	25KG
设备部件	整机部件全部进口

赛康卡式灭菌器2000S代理 设备优势

消毒过程迅速：STATIM 2000E/2000S裸消时间仅需6分钟

安全可靠

[赛康卡式灭菌器内置微型电脑，以程序自动控制整个灭菌过程，确保操作次序正确无误，避免温度失控，维持最佳消毒状态。](#)

设有多项故障保护系统。

赛康卡式灭菌器已通过加、美、德、日、法、英等国家的国际安全检测标准。

灭菌效果可靠

赛康卡式灭菌器能分别达到121度和134度的消毒温度，可以有效地杀灭各种病菌。特别是经STATIM消毒后，能够保证器械不具有传播乙肝的可能性。

保持器具长久耐用

赛康卡式灭菌器消毒过程迅速，且能排除卡式盒内98%的空气，有效地减少了潮湿氧化对器具的损伤。如经STATIM消毒，有光导纤维的器具比用其它设备消毒耐用5倍，特别是对牙科手机的消毒可达3000次，而一般方式消毒手机寿命只有700次。

操作简单

赛康卡式灭菌器整个消毒过程由全自动电脑准确控制，操作指示简明醒目，采用多个卡式消毒盒交替使用更加快捷方便，提高效率。

联系人：张女士 联系电话：15006517613 欢迎致电咨询！

赛康卡式灭菌器2000S代理 设备简介

加拿大S

CICAN公司独特

的设计理念和先进的生产工艺解

决了当今医学界交叉感染控制的难题，

改变了过去灭菌设备大，灭菌时间长，灭菌过程对器械损坏大，以及对有腔器械灭菌效果不理想的情况，形成了医疗器械灭菌的新概念。