

COSJET科斯杰调Q激光ATR

产品名称	COSJET科斯杰调Q激光ATR
公司名称	四川恒美华诚医疗科技有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:恒美华诚 型号: COSJET
公司地址	成都市天府大道北段1700号1栋2单元16层1605号
联系电话	02865307530 13980970581

产品详情

该治疗仪对激光柔肤和皮肤色素沉积的整体治疗有重要的疗效。WON TECH有限公司不断更新技术，满足顾客的需求。因此，15年来全球仍有大量的医生和从医人员在使用ATR。ATR可发射出532nm的光束，来处理表皮层的损伤，也可发出1064nm的光束处理真皮层的损伤。您可以使用碳霜并将仪器调到“起源”模式，从而轻松地进行黑色碳粉柔肤护理。

独特Genesis模式——准长脉宽（100-400us）嫩肤模式

Genesis模式充分利用1064nm波长穿透深的特点，脉宽调整为100-400us，作用于真皮深层热效应，不仅对色素沉着有很好的疗效，同时达到美白嫩肤、收细毛孔、提升收紧的效果。

完美Top-Hat模式

真正的“平顶帽”式输出模式，实现了能量均匀分布，不产生局部热点，可有效被靶色素吸收的同时，避免了正常皮肤受到创伤。

Cosjet Toing 模式

以轻柔的方式仅对色素进行选择治疗，支持并实现大光斑、低能量的治疗模式，在改善肤质及黄褐斑方面效果突出。

4.Soft peel（黑脸娃娃）模式

联合本机独特Genesis模式，真正意义上实现加热深层，美白嫩肤，收细毛孔的功能。

1.美白：黄褐斑、太田痣-术后色素性沉着-雀斑

2.激光嫩肤:黑色碳粉嫩肤手术能够移除死亡的皮肤细胞，包括：痤疮（特别针对皮脂溢出症）、毛孔粗大和皮肤美白

3.真皮层色素沉积:黄褐斑、纹身、太阳痣

4.表皮层色素沉积:老年斑、咖啡斑-脂溢性角化病-晒斑、黑子痣

5.毛细血管扩张

最低1000万次有效出光，设备稳定、故障率低。

能量密度&能量，双向调节控制，操作灵便。

光斑大小自动核对检测，安全有保障。

操作指示红光亮度可调，适应不同的操作环境。

300位客户操作档案记忆功能，严谨而科学。

国际品质，享受国内高效维护及售后服务。