

武汉矫形器安装公司矫形器头颈胸矫形器

产品名称	武汉矫形器安装公司矫形器头颈胸矫形器
公司名称	武汉云龙假肢矫形中心
价格	200.00/件
规格参数	品牌:截瘫支具 型号:DU1096
公司地址	武汉市洪山区书城路文治街（省残疾人康复中心6楼）
联系电话	027-87395291 13971226355

产品详情

假肢的接受腔的内衬套的材质选择一直是困扰各个假肢生产厂家的重要因素，选择优秀的假肢内衬套对于患者来说也是相当重要的。而硅胶内衬套作为一种优秀的，被大多数厂家所采用的内衬套，自然有很多优点。

下面，就来为大家介绍一下，使用硅胶内衬套的假肢所具备的优点：

- 1、亲生物性。我们都知道，硅胶拥有着非常优秀的亲生物性，患者不会因为假肢的硅胶内衬套而出现过敏的现象；
- 2、透气性。硅胶的透气性能也是非常的优良的，假肢的硅胶内衬套可以让残肢的皮肤顺畅的呼吸，不会有绷紧的感觉；
- 3、易于清洗。假肢硅胶内衬套同时还具备易于清洗的优点，可以让假肢的使用能够变得更加的方便。

上肢假肢的保护措施不当的话，那么，就会非常容易出现损坏的了。因此，做好对上肢假肢的保护工作我们就能够让上肢假肢变得更加的安全，并且也可以让我们的康复过程变得更加的顺利了。

下面，就来为大家具体的介绍一下，对上肢假肢的保护工作所应当注意的事项：

- (1)应经常用拧干的温热的湿手巾擦拭接受腔，保持上肢假肢腔内清洁，预防各种残肢皮肤疾病。
- (2)上肢假肢和假手手套禁忌与高温热源接触，以免变形、损坏。
- (3)装饰用的上肢假肢手套容易被污染，特别是容易被油性物质污染，因此要注意不要让手套直接接触或

放在油漆表面或聚氯乙烯的塑料布上，不要被圆珠笔污染，一旦污染很难洗去。对一般污染可用肥皂水或洗衣粉清洗，禁止用汽油和各种有机溶剂清洗。

(4)应避免上肢假肢被任何锐器划破、刺破手套。一定要保持上肢假肢边缘平滑，没有任何微小裂口，如有小口应及时发现，及时剪平。

(5)上肢假肢开手只能通过牵拉牵引索开手，禁止用手掰开。

(6)用上肢假肢提物重量不宜超过5公斤。

(7)每3~6个月在上肢假肢轴孔和一些滑动部位滴一点机油，保持良好的润滑。

以上就是在使用上肢假肢的时候，所应当做好的一些事项，只有做好了如上的事项，才可以让上肢假肢的使用能够变得更加的安全。

安装假肢去正规的医院或者假肢生产厂家进行假肢的安装工作，并且前往假肢的安装单位进行检查，并且得到合适的假肢的处方，然后才能够进行假肢的安装工作。因此，我们在医院进行假肢的安装工作的时候，需要按照正确的流程来进行。

下面，就来为大家介绍一下，在医院安装假肢的时候，需要进行的流程：

1. 残肢塑型和残肢训练：利用弹性绷带或临时假肢塑型。训练肌电或腿部肌力、平衡等
2. 取模：一般用石膏绷带缠绕残肢，取下残肢的阴模。另有多种方法，如气压取型，电脑扫描取型等。
3. 假肢装配：按专门的技术要求，将选定的假肢部件装配起来，包括各种对线过程。
4. 试穿：患者试穿假肢，进行调试，如动态对线等。
5. 训练：穿戴假肢后的功能锻炼。
6. 康复评价：由装配单位技术和管理人员对假肢的装配和使用效果给予客观评价，并告知患者假肢使用注意点。

患者在医院安装假肢的时候，一定要遵守医护人员的规定和引导，按照流程正确的安装假肢，避免因安装不当而导致危险。