

# 四肢联动康复训练器专业厂家奥得立

产品名称	四肢联动康复训练器专业厂家奥得立
公司名称	淄博奥得立康复器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄川区淄城路355号
联系电话	86 0533 5181864 13906430469

## 产品详情

随着科技的发达，四肢联动康复训练器的出现，方便了人们的生活，使很多行动不便的病人可以轻松地在家里做康复训练。由于是行动不便的病人用来做康复训练的，因此，正确的使用还是很重要的。为了使得每一位病人都可以安全做康复，今天小编为大家介绍一下四肢联动康复训练器的使用说明。更多产品知识尽在：<http://www.zbaodelikfqx.com/>

一、四肢联动康复训练器可用上肢带动下肢，健侧带动患侧，一肢带动三肢。

二、还可通过髌膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜。

三、手部握套可帮助上肢零肌力的患者在运动时保持抓握位，扶手长度可以调节，可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练。

四、四肢联动康复训练器利用自身的肢体带动运动，安全的主动运动，保证患者的训练安全，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复。

五、可帮助病人做早期功能性动作的主动运动训练：上肢是伸够的运动模式，下肢是蹬踏的运动模式，可让上下肢一起联动的协调性的运动设备，因上下肢协调联动，可增强腰背的肌力，恢复躯干的稳定性，早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力。

六、四肢联动康复训练器为偏瘫和截瘫病人提供了早期的有氧训练。

七、设备自带心率监控装置，可设定目标靶心率。

八、10级抗阻调节，可做节律性的力量训练，增强上下肢的肌肉力量。

九、座椅前后和两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；座椅前后移动范围38cm；上下调节范围5cm；人体工程学设计的靠椅。

以上内容详细的为大家介绍了四肢联动康复训练器的使用说明，不仅仅是病人，家属也要仔细了解，做好看护人的工作，更好的帮助病人安全使用，更快的恢复。