

普通脂肪测定仪,6联索氏脂肪提取器使用方法

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 普通脂肪测定仪,6联索氏脂肪提取器使用方法 |
| 公司名称 | 上海佐田精密有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:佐田精密 型号:ZUOT-ZFCDY-6 |
| 公司地址 | 上海市徐汇区虹梅路786号 |
| 联系电话 | 021-51619676 |

产品详情

????????????[????-????]?? ??????????! ?????!

网站:www.nai17.com 电话:021-5161-9676企业QQ:12259-16754 客服QQ:5935-86493[那艾仪器厂家支持批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

<http://www.21food.cn/offerdetail/5531199.html>

ZUOT-ZFCDY-6目前普通脂肪测定仪规格有：2联，4联，6联(此类有智能款)

产品说明 Product description

六联脂肪测定仪又名索氏提取器六联，六联测定仪是利用索氏提取技术研制而成的用于实验室测定脂肪含量的一款设备，具有设计合理、性能稳定、精确度高、操作省力、省时，提取方法符合国家（GB5512-

85) 标准, 各项指标及性能都达进口同类产品的要求。该仪器是食品、油脂、饲料、土壤等行业进行索氏提取的理想设备。

<http://www.shang17.com/yq63.html>

应用范围 Application range

六联脂肪测定仪用于食品、油脂、饲料、土壤等检测行业

主要特征 Principal character

- 1、加热抽提, 溶剂回收和冷却三大部分组成;
- 2、六联脂肪测定仪操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度;
- 3、试样在抽提过程反复浸泡及抽提, 从而达到快速提取目的;
- 4、可自动回收溶剂, 大大方便了用户的使用, 并节约了很多时间;
- 5、抽提时间可调, 到时报警。

<http://www.shang17.com/article-308.html>

技术参数 Technical parameter

- 1、六联脂肪测定仪型号: ZUOT-ZFCDY-6
- 2、每批提取样品数: 6个
- 3、提取瓶容积: 500ml/个
- 4、提取样品量: 0.5-20g/个
- 5、抽提时间可调, 到时报警
- 6、提取溶剂可自动回收
- 7、控温范围: 室温+5 ~100
- 8、电源电压: 220V+10V频率50Hz
- 9、电加热功率: 300W
- 10、外型尺寸: 425*230*840mm
- 11、重量: 17kg

