

全自动加热震荡仪

产品名称	全自动加热震荡仪
公司名称	武汉世纪华胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:世纪华胜 型号:FS-JRD
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号芯中心 科技园文华楼305
联系电话	027-59234859 13720364945

产品详情

概述

FS-JRD全自动加热震荡仪，符合GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》的振荡脱气方法；符合DL429.4-91《水溶性酸定量测定法》的振荡加热方法；用于实验室中对各类液体进行恒温定时加热、振荡、脱气。该仪器采用微型计算机程序控制，实现了人机对话，操作简单方便、控制温度精确。具有体积小、重量轻、低噪音等特点。

FS-JRD全自动加热震荡仪功能特点

该仪器主要用于油中溶解气体组分含量测定法(气相色谱法)中的振荡操作；油中水溶性酸测定法(比色法)中的振荡操作；同样可用于其他理化试验中的恒温、定时振荡等。

采用液晶大屏幕全中文显示，拥有仪器状态、操作提示等完整的信息提示。

用高性能单片机作为中央微处理器，对温度进行PID智能控制，控温速度快，功耗低，且准确可靠。

有多种模式选择，使实验更方便、快捷；自定义模式可以使用真正实现仪器的多功能性。

加热器与温室隔离，避免了热辐射。温室内可放置4个烧杯，或可放置8支注射器，即同时可振荡8个样品，提高了工作效率。

恒温室内壁采用镜面不锈钢板，清洁明亮。

FS-JRD全自动加热振荡仪技术参数

显示方式：液晶大屏幕

时间：0 ~ 999min(分)

温度：0 ~ 110 (度)

控温范围：室温 ~ 110

控温精度：室温 ~ 90 ± 0.3

90 ~ 110 ± 0.5

时间控制：振荡时间：0 ~ 999min

静止时间：0 ~ 999min

振荡频率：275次 ± 3次/分

振荡幅度：35mm ± 1mm

振荡盘放样品量：玻璃注射器50ml或100ml 8支；

带塞三角烧杯250ml 4支

适应电源：AC220 ± 10%

加热功率：小于800W

重量：20kg