

赛多利斯百得Tacta手动可调移液器福建总代理

产品名称	赛多利斯百得Tacta手动可调移液器福建总代理
公司名称	厦门森态仪器仪表有限公司
价格	2000.00/支
规格参数	品牌:赛多利斯百得 型号:Tacta 量程范围:0.1 至1000 μ l
公司地址	厦门市思明区香莲里185号
联系电话	0592-5508263 13338466976

产品详情

赛多利斯百得Tacta手动可调移液器福建总代理

赛多利斯百得Tacta手动可调移液器福建总代理介绍：

Tacta可以满足大多数的移液需求，持续不断的提供精确地移液结果。Tacta使用的所有材料均经过精心挑选，并且每个组件都经过了特别设计以符合最高标准。单通道Tacta的量程范围覆盖0.1 至1000 μ l，多通道Tacta的量程范围覆盖0.5 至300 μ l。

得益于Tacta超凡的人体工程学设计，移液、吸头安装和弹出所需力度很小，可保护您免患工作相关上肢损伤(WRULD)。独特的手柄和指钩设计让您轻松地将移液器握在手中，无需紧握手柄，持续不断的提供精确地移液结果。新移液器的杠杆式吸头弹出技术Optiject，能够以平稳可控的方式轻而易举地弹出吸头。单通道和多通道型号均配备弹簧式吸头圆锥，即Optiload功能，它可以提供完美的密封性和最小的施力，为吸头安装提供安全保障。

此外，赛多利斯Optilock 功能可提供容量调节和锁定功能，防止容量在移液期间发生意外变化。Tacta拥有大尺寸四位数字显示屏，方便阅读，即使在移液器倾斜时也能轻松读取容量。而且，Tacta 非常容易调节，只需使用简单的调节键即可满足各种液体的需求。集成的调节功能会显示调节的程度，通过记录特定液体的刻度值，您可以随时恢复相应设置。

只需拆卸三个部件即可清洁，而且拆卸操作无需使用工具，Tacta 是市场上清洁起来最快、最方便的移液器。您还可以对Tacta进行整支蒸汽消毒或热压灭菌，无需拆卸，Tacta具有强大的紫外线耐受力 and 耐化学腐蚀性。安全圆锥过滤器可用于大于10 μ l 的所有 Tacta 型号，通过经济实惠的方法来减少污染。独特的弹出器可轻松拆卸用过的安全圆锥滤芯，避免了人体接触受污染的滤芯。赛多利斯特有的Optifit 吸头和 SafetySpace 滤芯吸头能与所有的 Tacta 移液器完美搭配，实现最高准确度和精确度。

产品特点及优势：享受舒适体验 1、手柄采用符合人体工程学的设计, 握持舒适

2、移液和吸头弹出所需力度很小, 降低了出现“与工作相关的上肢功能障碍 (WRULD)” 的风险

3、全新的赛多利斯 Optiject 技术, 可平稳可控地弹出吸头 4、独特的赛多利斯 Optilock

系统可以灵活调节和锁定容量 Tacta手动移液器实现可靠的结果 1、即使长期移液也可实现可靠的结果

2、校准调节功能为各种液体类型提供精准结果 3、四位数字显示可提供准确简捷的容量设定 免受污染：

1、安全圆锥过滤器可降低容量超过 10 μ l 的所有型号受到污染的风险 2、易于清洁, 只需拆卸三个部件

Tacta手动移液器技术特点：1、单通道型号涵盖了 0.1 μ l- 10 000 μ l 的量程，多通道型号量程覆盖 0.5 μ l

– 300 μ l 2、可整支高温高压消毒 3、Optilock，双重锁定系统 4、Optiject，杠杆式吸头弹出系统

5、Optiload，弹簧式吸头圆锥 6、重量：单通道型号 70-100 g，多通道型号 140-170 g 7、长度：199-242

mm 8、空气置换移液原理

赛多利斯百得Tacta手动可调移液器福建总代理特性详细介绍：

赛多利斯百得Tacta手动可调移液器福建总代理参数表：

赛多利斯百得Tacta手动可调移液器福建总代理系列价格表（提供总代优惠折扣价）