

固体密度计-橡胶密度计-台式液体密度计-pvc颗

产品名称	固体密度计-橡胶密度计-台式液体密度计-pvc颗
公司名称	厦门莱斯德科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:米德 型号:多种
公司地址	厦门市湖里区枋钟路2370号304单元之一（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

适用于：矿物开采业、古玩、当铺、个人收藏、地质学研究实验室

原理：根据ASTM C39、ASTMC128、ASTM C127、AASHTOT 84、JIS、GB/T23561规范。采用阿基米得浮力法，应用真空饱和法、煮沸饱和法、粒子浸渍法的操作、快速读取量测数值。

规格：

品牌	厦门群隆仪器	厦门群隆仪器
型号：	DX-120N	DX-300N
称重范围：	0.001g~ 120g	0.005g~ 300g
比重精度：	0.0001 g/cm ³	0.001 g/cm ³
测量时间：	约10秒	约10秒
测量功能：	重量 体积 密度	重量 体积 密度
设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定	温度补偿设定、溶液补

DX-120N

DX-300N

功能特点及装置：

- 镀金陶瓷电容传感器；
- 配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试；
- 密度直读，减取烦琐的计算；

· 标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。

· 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能

· 被测物空气中质量： 0.25g；

· 被测物空气中受到的浮力： < -0.125；

· 外形尺寸，270*200*265；重量;6.5kg

· 一体成型水槽尺寸,165*115*85

· 蓝色背光液晶显示；

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件：

主机、水槽、测量台、镊子、说明书、砝码、防风防尘罩、测颗粒配件一套、测浮体配件一套、电源变压器一个

测量步骤： 将样品放入测量台，测空气中重量，按M键记忆。
将样品完全浸入水中，测水中重量，按M键记忆，直接显示密度值。