

人ELISA试剂盒

产品名称	人ELISA试剂盒
公司名称	上海远慕生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:yuanmu 型号:YM-YM0258
公司地址	上海市奉贤区青村镇钟家村708号4幢304室
联系电话	021-58999639 13310162040

产品详情

人ELISA试剂盒,人肿瘤坏死因子 转化酶(TACE)ELISA检测试剂盒

上海远慕生物科技有限公司供应：人肿瘤坏死因子 转化酶(TACE)ELISA试剂盒

人ELISA试剂盒，大鼠ELISA试剂盒，小鼠ELISA试剂盒等。货号：YM-YM0258 规格：48T/96T

人ELISA试剂盒,人肿瘤坏死因子 转化酶(TACE)ELISA检测试剂盒 ELISA试剂盒技术流程

双抗体夹心法(检测未知抗原) 1、用缓冲液将抗体稀释至1-10ug/ml。在反应孔中加0.1ml，4 过夜。次日，弃去孔内溶液，用洗涤缓冲液洗3次。

2、加样：加一定稀释的待检样品0.05ml于上述已包被之反应孔中，置37 孵育1小时。然后洗涤(同时做空白孔，阴性对照孔及阳性对照孔)。

3、加酶标抗体：于各反应孔中，加入新鲜稀释的酶标抗体(经滴定后的稀释度)0.05ml。37

孵育0.5~1小时，洗涤。4、加底物液显色：于各反应孔中加入临时配制的TMB底物溶液0.1ml，37

10~30分钟。5、终止反应：于各反应孔中加入2M硫酸0.05ml 6、结果判定：可于白色背景上，直接用肉眼观察结果：反应孔内颜色越深，阳性程度越强，阴性反应为无色或极浅，依据所呈颜色的深浅，以“+”、“-”号表示。也可测OD值：在ELISA检测仪上，于450nm(若以ABTS显色，则410nm)处，以空白对照孔调零后测各孔OD值，若大于规定的阴性对照OD值的2.1倍，即为阳性。间接法(检测未知抗体)

1、用包被缓冲液将已知抗原稀释至1-10ug/ml，每孔加0.1ml，4 过夜。次日洗涤3次。2、加样：加一定稀释的待检样品(未知抗体)0.05ml于上述已包被之反应孔中,置37 孵育1小时,洗涤。(同时做空白、阴性及阳性孔对照) 3、加酶标抗体：于反应孔中，加入新鲜稀释的酶标第二抗体(抗抗体)0.05ml，37 孵育30

-60分钟，洗涤,最后一遍用DDW洗涤。4、加底物液显色：于各反应孔中加入临时配制的TMB底物溶液0.1ml，37 10~30分钟。5、终止反应：于各反应孔中加入2M硫酸0.05ml 6、结果判定：可于白色背景上，直接用肉眼观察结果：反应孔内颜色越深，阳性程度越强，阴性反应为无色或极浅，依据所呈颜色的深浅，以“+”、“-”号表示。也可测OD值：在ELISA检测仪上，于450nm(若以ABTS显色，则410nm)处，以空白对照孔调零后测各孔OD值，若大于规定的阴性对照OD值的2.1倍，即为阳性。

人ELISA试剂盒,人肿瘤坏死因子 转化酶(TACE)ELISA检测试剂盒 ELISA试剂盒需自备的设备

1. 450 ± 10nm滤光片的酶标仪(建议仪器使用前提前预热) 2. 单道或多道微量加液器及吸头 3. 稀释样品的EP管 4. 蒸馏水或去离子水 5. 吸水纸 6. 盛放洗液的容器 相关标签：人ELISA试剂盒 ELISA检测试剂盒 ELISA试剂盒免费代测

人ELISA试剂盒,人肿瘤坏死因子 转化酶(TACE)ELISA检测试剂盒 ELISA试剂盒需自备的设备

1. 450 ± 10nm滤光片的酶标仪(建议仪器使用前提前预热) 2. 单道或多道微量加液器及吸头 3.

稀释样品的EP管 4. 蒸馏水或去离子水 5. 吸水纸 6. 盛放洗液的容器 相关标签：人ELISA试剂盒

ELISA检测试剂盒 ELISA试剂盒免费代测

