

二类医用消毒超声耦合剂生产批号 功能

产品名称	二类医用消毒超声耦合剂生产批号 功能
公司名称	山东乐金医疗器械有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:九尔 型号:XD 规格:15g
公司地址	山东济宁高新区西浦路与苏南路交汇处第十二工业园
联系电话	0537-2988883 18660729977

产品详情

——产品功能——

医用消毒超声耦合剂主要作用是使超声探头与皮肤接触更密切，消除探头与皮肤之间的空气，使超声波顺利进入人体，使超声检测顺利进行。

——产品优势——

- 采用国际进口杀菌、抑菌剂，有效解决医院超声检查中的交叉感染；
- 比传统脂溶性耦合剂易擦洗、对皮肤无污染、无致敏、稳定性好，超声图像清晰；
- 一人一支，避免交叉感染，降低医疗事故几率；
- 符合国家和《消毒管理办法》中条款规定：凡接触皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品须达到消毒的水平。
- 采用牙膏式小包装，12g/支;15g/支;20g/支、方便使用。
- 荣获国家发明专利产品，是传统耦合剂的升级换代产品。

——产品对比——

传统大瓶耦合剂无消毒成分，多人使用一瓶，容易发生医源性交叉感染事故，且腐蚀探头，影响探头寿命，为医院和病患带来负担，而山东九尔牌医用消毒超声耦合剂严格按照国家医疗器械生产标准生产，

二类消毒，环保无污染，具有双重消毒抑菌、对皮肤无致敏，稳定、安全、高效，易于清洁且对探头无腐蚀，成像清晰的优点。

——产品说明——

【产品名称】:医用消毒超声耦合剂

【产品结构】:该产品主要由卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、抑菌剂和去离子水配置而成。

【产品性能】:

- 1、产品的细菌菌落总数不得大于100cfu/g。真菌菌落总数不得大于10cfu/g，每克或每毫升产品中不得检出金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠菌群和溶血性链球菌；
- 2、产品对金黄色葡萄球菌(ATCC6538)、大肠杆菌(8099)的抑菌率≥90%；
- 3、产品对白色念珠菌(ATCC10231)抑菌率≥80%

【适用范围】:适用于超声检查和治疗中充当介质。

【用法用量】:单支一次性使用，瓶颈线部折断式开启，使用方便；

【贮藏】:密封、阴凉处储存

【有效期】:24个月

【执行标准】:YZB/鲁0281-2014

【注册号】:鲁食药监械（准）字2014第2230269号

【生产许可证号】：鲁宁食药监械生产许20120073号

【卫生许可证】：鲁卫消证字（2015）第0705号

——市场前景——

超声耦合剂在临床上已使用多年，而医用消毒超声耦合剂还未在医院形成广泛应用，市场前景广阔，二类消毒型超声耦合剂现在在市场上的使用率相当于一次性注射器刚刚推广的时候，而现在，纵观医疗市场，一次性注射器在医疗部门已全部使用，两个产品的实质性目的都是一样的，都是为了杜绝各自诊疗环节可能发生的交叉感染，为院方节省一大笔开支，保证患者更安全的进行诊疗。所以说，二类医用消毒超声耦合剂市场空间巨大。

——销售流程——

- 1、医院B超科主任提单申请
- 2、器械科主任同意
- 3、院长或分管院长同意
- 4、进医院器械库，B超科领用

5、加大医院开发力度

6、加大促销力度

——常见问题——

1、山东九尔牌医用消毒耦合剂与其他厂家同类型耦合剂区别？

- 荣获国家发明专利产品，受国家专利保护。
- 利润可观、操作空间大。水溶性、易擦拭，涂展性好，成像清晰。
- 其他厂家开口大多数为螺旋状，很容易二次利用，且浪费严重。山东九尔牌采用颈部折断式开启，设计独特，单手操作，一折即断，避免再次利用，使患者用的安心。

2、如何理解消毒型和杀菌型？

- 消毒是指杀灭病原微生物，即包含对各种病毒、真菌及致病细菌的杀灭。
- 杀菌是指杀灭物体中的致病菌及细菌，但不一定杀死物体中的病毒。

3、如何解决医院收费问题？

可分为两种形式：（1）单独意愿形式：即彩超和耦合剂分开收费，征求患者意愿，但需医护人员对患者讲其利弊处。（2）打包套餐形式：即彩超与其耦合剂合并在一起收费，则彩超提升费用的部分为耦合剂费用。

4、临床应用如何与患者沟通？

- 利：消毒耦合剂环保无污染，具有稳定、安全、高效特点，超声图像显示清晰，对各种病毒、真菌、致病细菌快速杀灭 率达99.99%，避免医源性交叉感染。
- 弊：传统大瓶耦合剂无消毒成分，易交叉感染。对探头具有腐蚀性，缩短探头使用时间。

——二类消毒型耦合剂与普通耦合剂对比——

1、消毒型耦合剂有国家政策支持；

2、消毒型拒绝交叉感染，单人单只。而普通型一瓶多人用，易残留菌群，引起二次交叉感染；

3、消毒型对超声探头起到消毒、杀菌及保护作用，延长探头使用寿命，而普通型反之。

4、消毒型是由患者消费，从而大大减轻医院成本，而普通型则是由医院消费，无形中增添医院成本负担。