

美国优特PH700实验室台式酸度计

产品名称	美国优特PH700实验室台式酸度计
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国优特EUTECH 型号:PH700 应用领域:印刷, 化工, 制造业
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

产品详情

美国优特PH700实验室台式酸度计

品牌：美国优特[EUTECH](#)

美国优特PH700台式酸度计 | 实验室PH测定仪特点

Eutech 优特700系列仪表价格实惠，操作界面友好，测量准确，是日常测量的理想选择。可广泛用于实验室、生产车间、科研院校等场所。

- 设计紧凑，大屏幕便于读数
- 读数稳定后自动提示
- 含电极支架
- 自动识别校准缓冲液，多至5点校准
- 可储存100条记录

美国优特PH700台式酸度计 | 实验室PH测定仪 应用范围

通用：应用于各种实验室化学试剂和水质测量，适用于多说ASTM 和EPA

测量步骤，化工和相关领域LR&D 和QC 应用 工业：应用于无土栽培，电镀和表面处理，食品工程中水测试（例如HACCP），印刷，化工，制造业和水/污水处理 ORP 应用：适用ORP

电极监测电镀操作，臭氧系统效率和其他氧化还原电位应用

美国优特PH700台式酸度计 | 实验室PH计参数

测量参数:	pH/ORP/
特征	双排显示/标准台式
pH	量程：-2.00 到16.00pH 分辨率：0.01pH 相对精度：±0.01 校正点：多达1-5 点 缓冲液选择：USA, NIST
温度	量程：0.0 到100.0 /32.0-212.0 分辨率：0.1 /0.1 相对精度：±0.3 /±0.5 (0 到70)
ORP	量程：±2000mV RmV 量程：±2000mV 分辨率：0.1mV(±199.9mV);1mV(超量程) 相对精度：±0.2mV(±199.9mV);2mV(超量程)
温度补偿方式	自动/手动(0 到100)
GLP 标准	符合
输入	DC socket, BNC, phono (ATC), phono (reference)
记忆	100 组数据
LCD 显示	双行LCD(5.6 x 7.5 cm)
操作温度	5 到45
电源要求	9V 稳压电源,1.3A(100/220VAC,线性)
尺寸/重量	17.5(L)*15.5(W)*6.9(H)/650g(单机) 30.8(L)*23.5(W)*12.4(H)/1800g(装箱)

美国优特PH700台式酸度计 | 实验室PH计PH700

美国优特PH700台式酸度计 | 实验室PH计PH700

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！