

# 供应JJ-2组织捣碎匀浆机

产品名称	供应JJ-2组织捣碎匀浆机
公司名称	杭州安力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号
联系电话	86-057186157727 13777575776

## 产品详情

详细介绍 一、产品简介 JJ-2组织捣碎匀浆机旋转速度极高，每分钟可达12000转，物料在不锈钢杯中通过电机旋转驱动旋刀同时进行劈裂、碾碎、掺和等过程，使物料搅拌捣碎。本机体积小，消耗功率低，工作效率高，可应用于生物制药、基因研究、聚合反应等领域，是液体介质与软质固体混合捣碎匀浆的实验设备。 二、JJ-2组织捣碎匀浆机的用途

- 1、科学研究：生化、植物、营养等研究都可以用本机作捣碎、均质之用。
  - 2、医学治疗：实验室与药品都可采用，特别适合于组织治疗法药品的捣碎。
  - 3、化工制药：制造胶质乳浊体、液体物质之搅拌混合，如制造油质有霉素剂的调和，制造容缩牛肝捣碎均质等。
  - 4、生物制作品：在生物药品制造过程中，其液体药品的搅拌混合以及微生物培养基的捣碎均需在无菌操作下进行，其用具均需严密消毒，以免杂菌感染，本机构造方面均合于无菌操作的要求。
  - 5、食品工业：可供制造肉酱、奶酪等作搅拌捣碎用。
- 三、JJ-2组织捣碎匀浆机的主要技术参数：
- 1、电源电压：220V50Hz
  - 2、整机功率：120W
  - 3、调速范围：启动~12000转/分，无级调速
  - 4、容量及材质：不锈钢杯，1000ml
  - 5、电机：立式单相串激电动机
  - 6、外形尺寸：28×22×48cm

JJ-2组织捣碎匀浆机:[www.czdxq.com/czdxq-Products-15212701/](http://www.czdxq.com/czdxq-Products-15212701/)

[www.chem17.com/st269532/product\\_15212701.html](http://www.chem17.com/st269532/product_15212701.html)