

# 美国哈希BOD分析仪BODTrakII

产品名称	美国哈希BOD分析仪BODTrakII
公司名称	北京欧信胜科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国哈希HACH 型号:BODTrakII 工作温度: 20 (68 ° F)
公司地址	北京市房山区瑞雪春堂三里1号楼
联系电话	010-60314850 18600106486

## 产品详情

美国哈希BOD分析仪BODTrakII

品牌：美国哈希HACH

北京欧信胜科技有限公司，专业代理美国哈希HACH实验室水质检测仪器！大量现货，特价促销中，欢迎来电咨询！

**哈希BODTrakII生化需氧量分析仪/BOD分析仪 产品简介：** 哈希公司提供的BODTrak™ II生化需氧量（BOD）分析仪，根据压差法测量原理设计而成。BODTrak™分析仪模拟了自然界有机物的生物降解过程：测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧，有机物降解过程中产生的CO<sub>2</sub>被密封盖中的氢氧化锂吸收，压力传感器随时监测测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD（即对应于测试瓶中消耗的氧气量）与气体压力之间建立相关性，进而。在屏幕上直接显示出生化需氧量BOD值。 BODTrak™分析仪可选择5天、7天、10天培养时间，可以同时做六个水样。在测试过程中，仪器每15分钟记录一次测量结果，屏幕上可以显示已经测试到的BOD值。该仪器可存储480个数据点，并可通过HachLink™软件将实验数据直接下载至计算机。 BODTrak II的改进 BODTrak™ II分析仪是在BODTrak的基础上重新设计制造的。 BODTrak™ II系统的改进主要包括以下几个方面： 无油封瓶 更大的图形显示屏 优化的搅拌系统 更小的占用空间 扩展的程序选项 自动断电 改善的温度控制功能 更安全的测试瓶存放空间和压力管路管理

**哈希BODTrakII生化需氧量分析仪/BOD分析仪技术指标：** 测量范围：0-35 mg/L，0-70 mg/L，0-350 mg/L，0-700mg/L 电源配置：输入—230V，50/60Hz；额定输出电压—20.5V 测试瓶容积：473mL 工作温度：20 (68 ° F)

美国哈希BOD分析仪BODTrakII

哈希BODTrakII生化需氧量分析仪/BOD分析仪 特价促销中!

北京欧信胜科技有限公司竭诚为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!