

老年人代步车缓速四轮代步车#160

产品名称	老年人代步车缓速四轮代步车#160
公司名称	东莞威信运动用品有限公司
价格	1.00/1
规格参数	电池类型:动力型24V10AH 裸车重量:24kg 不含电池 行驶里程:15km
公司地址	中国 广东 东莞市 厚街镇桥头第三工业区
联系电话	86-0769-85922501-2030 13559780301

产品详情

把座椅展开到位，同时将把手调试到适合驾驶本车人的最佳位置并锁稳固。

坐上座椅，两手分别握住握手把，打开电源开关。

用右手大拇指轻压速度调节杆。

刹车器自动分离，此时车子开始启动。（注意：在下压速度调节杆时，不可下压太快）。

行驶时，把手向左转，代步车向左转。

行驶时，把手向右转，代步车向右转。

把手扶置于中心位置，代步车向正前方行走。

释放方向拨杆，代步车减速直至完全停止。

当代步车完全停止时，刹车器自动接合。