

离子排毒仪 制氢排毒仪 排毒仪 制氢仪

产品名称	离子排毒仪 制氢排毒仪 排毒仪 制氢仪
公司名称	广州弘皓电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:寿氢松 功能:排毒 原理:制氢
公司地址	广州市黄埔区南岗西路56号大院自编20号之六401房
联系电话	020-82227098 17050109126

产品详情

双人排毒音乐水疗仪双路排毒音乐水疗仪是现今先进水疗减压产品代表，全新的音乐排毒水疗理念，脚底排毒的同时聆听旋律优美的高保真减压音乐

音乐水疗排毒仪

双人排毒音乐水疗仪

双路排毒音乐水疗仪是现今先进水疗减压产品代表，全新的音乐排毒水疗理念，脚底排毒的同时聆听旋律优美的高保真减压音乐，能让人达到身、心、灵同步放松、和谐统一的美妙境地,暂别城市的喧嚣，偕同爱侣或家人，一个角落，一盆清水，带上舒适的耳机，沐足水中，闭上双眼，让产品带给我们高品质的休闲保健体验。

???????

??h705b-m ce?? ???100w ???50???60?? ??ac110v - 240v ??:0 - 36v?; 3.0a

????

??

????

1? ??????????????

2? ??????????????

3? ??????????????

4? ??????????

5? ??????????????

6? ??????????????

产品组件

<p>???:2?</p>	<p>??</p>
<p>?????????: 2?</p>	<p>???:1?</p>

???: 2????)	ph ?? 1??????????????????
???? 2?	

一、仪器面板窗口显示

a路时间

a路模式

离子浓度

b路模式

b路时间

二、仪器面板按键功能

a路排毒开关

a路模式切换

显示a路离子浓度，选中时对应 a 路时间闪烁

显示b路离子浓度，选中时对应 b 路时间闪烁

b路模式切换

mp3播放及停止

b路排毒开关

mp3循环键

三、管理功能

1、默认密码：

按顺序按下1、2、3、4各键

2、排毒次数：

先关掉电源，同时按下3、4两键不放，再打开电源开关，输入四位密码，即显示ab
两路工作次数（每路最高3位数），按任意键进入正常工作。

3、修改密码：

先关掉电源，同时按下3、4、5

三键不放，再打开电源，输入四位旧密码，再输入四位新密码，再次输入四位新密码即可。

4、次数清零：

先关掉电源，同时按下1、3两键不放，再打开电源，输入四位密码即可。

注意：在设置过程中如果出错，则会长鸣一声然后进入正常待机状态。

四、操作说明

开始使用前将电源线、功能极板、手腕带插头等分别插入机箱对应插孔后，将功能极板放入盛有水的盆中，带上手腕带，将双足置于水中，然后打开电源。

按下 a 或 b 路排毒开关，即可开始排毒。

在不往水中加盐的状况下，离子浓度根据各地水质不同有所区别，理想的离子浓度为 1.2，如果不足，可往水中加入少量盐使离子浓度增加到 1.2。

离子浓度不能超过 2.5，超过则报警，需换水重做。

如需聆听减压音乐，（插孔在机箱后面电源线插孔旁），把耳机插到仪器前面小孔中，戴上耳机即可。

不排毒的时候也可聆听减压音乐，只需按以上方法连好线后，按下 mp3 播放键即可。

如要下载新的音乐，用数据线连接主机跟电脑。通过电脑下载你喜欢的音乐。

五、注意事项

手上有水时不要插拔电源，注意人身安全；

手腕带插头及功能极板插头不能有水，不小心沾到水时要擦干再操作；

使用时应尽量避免硬物体冲击和敲打，不要用尖锐的东西擦划，以防仪外壳受损；

仪器外壳表面沾有灰尘时，用抹布擦干净即可，不得使用化学剂；

使用按键时注意用力均匀，以保证仪器的正常使用；

六、使用须知

排毒仪使用普通自来水、井水或泉水，由于不同地区水质有异，导通速度快慢有别，当显示水中离子浓度与活性不够时，可在水中适当的加点普通的精盐，以增强导通能力，使水中的离子浓度与活性达到最佳状态。

成人每次使用时间为 30 分钟。

使用频率与时间（14 次为一个疗程）承认 50

岁以下者，每两天使用一次，按要求完成一个疗程后，休息半个月再进行下一个疗程；50 岁以上者，每 3 天使用一次，按要求完成一个疗程后，休息半个月再进行下一个疗程。

排毒仪是健康使者，但不是越频繁使用越好，应该按要求使用，一个人如每天都使用一次，则不能连续超过三天；禁止一个人同一天使用两次以上。

七、注意事项

身体中带有电磁性装置者禁用；

有伤口的部位不能浸泡；

怀孕或者哺乳中的妇女忌用；

8岁以下儿童不宜使用；

低血糖的人必须先吃东西后再使用；

经过器官移植手术者不宜使用。

八、适用人群

长期工作压力大、脑力疲劳、应酬多、烟酒为伴者；

易染疾患、免疫力低下的亚健康人群；

在污染比较严重的环境下工作的人群；

喜食油脂类食物的人群；

糖尿病、高血压、高血脂、汗脚、脚气、风湿、关节炎、跌打损伤、痛风等。九、禁忌须知：

- 1、身上带有心脏起搏器或其他电磁性装置的人；
- 2、当泡脚于水中，两极反应较弱者；
- 3、定期吃心脏病药物的患者；
- 4、接受过脏器移植手术者；
- 5、定期接受药物治疗或心理治疗者。

产品的维修与保养 此产品内部并无任何后备零件，不要自己尝试打开足浴仪机体自行修理；请将产品送交经销商维修站或原厂修理。使用后，用水将能量极板部分洗涤，绝不可将整个足浴仪机体及能量极板

完全放入水中清洁。如想清洁整个能量极板，可向经销商购买能量极板专用之清洁器进行清理。

?????020-82227098 ???13902202516 ????????

??????????????????