

进口品质万向排烟罩

产品名称	进口品质万向排烟罩
公司名称	北京给力科兴实验室装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-B110 材质:用合金+尼龙+PP+PVC+PE不锈钢等材质
公司地址	北京市大兴区榆垓工业区88号
联系电话	010-53368687

产品详情

GI-ss75万向抽气罩安装使用说明 GI-ss Fume Exhaust Installation&Using Instruction

功能特点：Function&Characteristic

具有360度旋转调节方向之功能，以固定架为中心***大活动半径可达1250mm。 360 swing device: take fixed rack as center, enabling movement radius to max: 1250mm 具有控制进入气流量之功能。 Control the entered air flow 易拆卸、重组及清洗。 Dismantled and assembled easily for cleaning 零部件材质及使用说明：Material of Components and Using Instruction: 关节：高密度不锈钢丝与进口尼龙制造，可随意调整角度。 Joint: Made of high-strength stainless steel wire and imported nylon, to be 360 swiveled.

管体：采用合金材料制造，美观大方。 Tube body: Made of Alloy material, very elegant.

调控装置：采用气动撑杆控制高度，内外合金管伸缩控制长度。 Controls: Using pneumatic joystick to control the height, inside and outside alloy tube to control the length.

气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮,控制气流量。 Damper: Manually adjust the outside valve knob, control air flow 拱形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP制成，红色、白色、透明色多种选择。 Dome/cup hood: Diameter 375mm/200mm, High grade PP, red, white and transparent for choosing.

固定架：高密度PP材质，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，用M12膨胀螺钉固定于实验室屋顶。 Fixed frame: High density PP material, injection from a complete mould, fixed to lab roof with M12 expansion screw. GI-ss75万向抽气罩技术参数 I-ss75 Fume Exhaust Technical parameters 型号：

活动范围：

风量：

功率：

风压：

材质：

气流方向：

适用范围：

流量调节：

耐高温：

重量：

包装：

基本参数

供应gl-ss75进口银色万向排风罩 进口银色万向排风罩GL-SS75材质说明：

关节：高强不锈钢丝与进口尼龙制造，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。

管体：采用合金材料制造，美观大方。 调控装置：采用气动撑杆控制高度，内外合金管伸缩控制长度。

关节及密封圈：不易老化之高密度橡胶 关节连接杆：304不锈钢

气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质

伸缩导管：110mm-160 mm 独有360°旋转装置：以固定架为中心***大活动半径可达1250mm

固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。

说明：PC需为塑料类中不助燃之材质，且为塑料类中耐高温之材质，符合实验室安全之需求。

进口银色万向排风罩GL-SS75适用范围：由轻质铝阳极部分两或三借可调塑料摩擦接头。提取的烟雾，当等焊接，胶合，或使用溶剂。可以在单个应用被连接，在系统，带或不带过滤器。容易安装在工作台或类似。可以安装站，悬挂或连接到墙上。在各个方向灵活和简单的位置。易拆卸清洗方便。

进口银色万向排风罩GL-SS75优越特性：采用伸缩导管可拉长400mm距离，对使用面积灵活性有良好的提升，采用阻尼式气动液压移动固定位置更为简单，通风量效果普通万向排气罩2.2倍，通风量达到460m³/h,对药厂粉尘，设备排除高浓度有害气体完全排风效果，本产品采用合金+尼龙+PP+PVC+PE不锈钢等材质打造，质量轻、使用寿命长、使用范围广、通风效果好、样式新颖、卓越的灵活性。

给力装备实验设备 GLLAB Experimental equipment 孙丁里（工程师）：132 6177 7339

单位地址:北京市大兴区生物制药基地天贵路9号-12号楼 电话:010-53368687 传真:010-89213653

网址:www.glkxlab.com 服务热线：400-962-9625