

HF瓶口分配器，取酸器

产品名称	HF瓶口分配器，取酸器
公司名称	南京瑞尼克科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南京瑞尼克
公司地址	南京市栖霞区迈越路6号
联系电话	02585597772 13813888374

产品详情

HF瓶口分配器、取酸器

简介：

Teflon（特氟龙系列）手动瓶口分液器/瓶口分配器是我公司针对一些强酸强碱，王水、HF、各种有机溶剂研制的一款实验室小型移液、取酸设备，尤其是HF。高品质特氟龙材料使产品更加坚固耐用。设计简单，使用方便，尤其适用于样品量大，酸用量少的实验室操作。

产品特点：

- 1、液路中的部件由高纯度的特氟龙材料制成，比如PFA、PTFE比如PTFE，PFA，FEP。
- 2、特别适合移取强酸酸、强碱碱，尤其是氢氟酸。
- 3、移取液体中痕量金属的浓度通常低至ppb级别。
- 4、高品质特氟龙材料使产品更加坚固耐用，耐受强酸强碱，是特殊溶液及试剂移液的专用设备。
- 5、手动式操作，实验人员可轻松控制液体流量，拆卸简单。

6、瓶口和瓶口分液器密封性好，液体不渗漏；内外壁平滑，易于清洗，不容易有液体残留，可在煮沸的硝酸中清洗。

7、此产品全部采用了特氟龙材质加工而成，避免了金属元素的混入，提高了实验的准确度和紧密度。可定制和各种瓶口配套的接口。

8、规格有：1、2、3、5、6、10ml等等，可定制各种规格！

9、尤其是解决了，在痕量分析中，解决了对HF氢氟酸吸取难的问题，同时也解决了HF氢氟酸对玻璃瓶口分配器的腐蚀难题。另外，在地质样品前处理中，特别是利用PFA溶样罐进行样品消解时，能准确、连续、定量、批量进行HF、盐酸、硝酸、王水、高氯酸等强腐蚀性样品加样处理，方便、精准！

10、可根据客户要求，定制配套各种瓶口的HF瓶口分配器，且可以根据客户实验要求，在不移动瓶口分配器的前提下，对不同距离远近的样品进行加样，仅仅只需要加长我们的出液管，使用方便、简单。

单位：南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：季女士

TEL：138 138 88374 025-8559 7772

QQ：182 6176 783