

奥迪康电解质分析仪

产品名称	奥迪康电解质分析仪
公司名称	济南骏驰生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥迪康 型号:AC9800 自动化程度:半自动
公司地址	济南骏驰生物科技有限公司
联系电话	0531-68659510 18706410018

产品详情

奥迪康电解质分析仪

咱们今天介绍的产品是电解质分析仪奥迪康品牌，ac9800型的电解质分析仪。

我们曾经都有一个小小的梦想，在国内，我们都比的是质量和价格

却已经忘了还有售后问题，那今天就给大家解决这个问题。

奥迪康电解质分析仪满足用户的需求，因为在价格优惠的情况下，我们还有上门安装调试

这是很多同行到现在为止还没有的一项贴心的服务。只想说选奥迪康没有错。

奥迪康全自动ac9800电解质分析仪

全自动进样系统 独特的流路系统 测量时间短 长寿命电极

品牌：奥迪康

货期：现货

安装：ac9900和ac9800上门指导安装、调试. ac9801地区较远的发送教程，自行操作，仪器很容易安装，困难的话也可以协调工程师上门。双重售后，有保障售后支持

型号：ac9900，ac9800，ac9801

奥迪康电解质分析仪测量范围、分辨率和精度：

测量范围	分辨率	精度
K : 0.5-15mmol/l	0.01 mmol/l	CV 1.0%
na : 30-200mmol/l	0.1 mmol/l	CV 1.0%
cl : 30-200mmol/l	0.1 mmol/l	CV 1.0%
ca : 0.1-5.0 mmol/l	0.01 mmol/l	CV 1.0%
ph : 4-9 mmol/l	0.01 mmol/l	CV 1.0%

??????????????

????	100ul
????	10000?

????

rs232??

???

240*64lcd?????,???

???

58mm??????????

????

???25?????(20???,2???,1???,1???)

??

ac220v±22v 50hz 50w

??

408mm*390mm*230mm

??

10kg

????

??5?—40????????85%

????

40s,??60s

奥迪康电解质分析仪特点：

m、. 仪器采用国际通用校准方法，并采用专用的质控分析程序对批间和日间质控测量计算出平均值、sd值和变异系数。

m.内置自动进样机构及机内外独立进样转盘的进样形式，无需对原有管路作任何改装即可实现全自动进样，采用步进电机直接驱动，无需齿轮皮带传动，使结构简化合理，故障率更低。

m. 独特流路系统：用标准化的电磁阀控制流路系统，不会造成交叉污染。

m通过iso9001：2008及iso13485:2003质量体系认证。通过ce认证

m.校正方法:采用国际上先进的校正方法，消除系统误差时测量结果的影响，提高空间质控水平。

m可通过校准rs232接口与外部计算机相连，用户只需外购一个检验管理系统即可。

m.可根据用户要求设定打印项目，比方说钙，有些用户只需打印ica,那么nca和tca就可以不选择，有些用户只要打印tca,那么就不选择ica、nca。

m.试剂节省功能:用户在4小时不操作时自动转入睡眠状态，这样用户即节省了试剂又免去开机仪器不稳定的现象。

m设定正常值范围:再报告单中用户可根据本地区的需要设定正常值范围，并且指示样本结果高低，方便了临床医生查看报告。

m.检测项目：k⁺、na⁺、cl⁻、ca²⁺、ph、nca、tca

m.测量方法：采用ise离子选择性电极法

m. 友好的界面，全中文界面，yes/no加数字键，分级菜单，使用简便。

m.

长寿命组合式离子选择性电极，铝合金全屏蔽抗干扰技术，采用独特的流路设计，使用更准确方便。

m. 全部电路采用先进的单板设计，可靠性更高，所有测量部件及流路系统全部组成一个单元，开放式结构，整机全部模块化设计，使日常维护简单方便。

m. 可靠的免维护电极，在电极使用寿命内无需更换内充液。

m. 可打印全部样本数据、计算数据、参考范围，打印报告内容可以自选。

m. 人性化智能化的监测系统：样本泵自动校准、样品气泡检测、废液溢出报警、标准液位报警、标准液位指示m灯、样品液位指示灯。

奥迪康电解质分析仪，我们信任的品牌，我们骄傲的品牌，我们只认的品牌就是奥迪康，联系孙经理，欢迎广大用户都参与到我们的队伍中来，报价优惠！！