Agilent 1290 InfinityII液相色谱

产品名称	Agilent 1290 InfinityII液相色谱
公司名称	苏州市莱顿科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安捷伦 型号:1290
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州高新区滨河路1388号
联系电话	86 0512 66325740 13812609330

产品详情

安捷伦agilent 1290 infinityii液相色谱产品介绍

agilent 1290 infinityii液相色谱系统能够实现极高的准确度、精度,同时具有很高的灵活性。1290的分析能力十分强大,可运行任何一种高效液相色谱和超高压液相色谱方法。软件中的 blendassist 功能可为缓冲液/添加剂的混合提供一种简单、精确和准确的方式,使您在日常实验室操作中节省时间和成本。配备的 1290 infinity 二极管阵列检测器和新一代 1290 infinity

自动进样器,能保证在最低的交叉污染和最高的精度下获得最高的灵敏度。实验室顾问(lab advisor)软件能帮助您管理实验室,获得最佳色谱质量。总之,您将得到无与伦比的、拥有最佳性能的四元超高效液相色谱系统,可满足最广泛的分析需求。

安捷伦agilent 1290 infinityii液相色谱特点:

与二元泵相似的准确性和确度 高达 1200 bar 的超高压耐压能力和高达 5 ml/min 的流量使系统具有强大的分析能力,可提供超强的色谱性能 1290 infinity 二极管阵列检测器的光路设计—包括安捷伦最大光强卡套式流通池— 使紫外灵敏度和基线稳定性都达到了新水平,包括 160 hz速率下的快速采集光谱数据 通过革命性的安捷伦 60 mm

光程最大光强卡套式流通池,实现超高的灵敏度(一般噪音: 小于 \pm 0.5 μ au/cm),提供了比 1200 系列 dad 和 vwd 检测器高 10 倍的灵敏度 新一代 1290 infinity

自动进样器的流通式设计可获得最低的交叉污染 1290 infinity flexible cube 与 1290 infinity

自动进样器联用,可通过对针座的自动反冲使交叉污染降至最低水平 1290 infinity 液相色谱 htc/hts 进样器经过特别设计,采用动态载样和清洗 (dlw)

技术使交叉污染降到最低,能够满足苛刻的液质联用系统对高通量和稳定性的应用需求 1290 infinity 柱温箱里配置了新的抽出式阀驱动,并可由用户更换阀头,增强了可用性,为超高通量、多方法和自动化方法开发解决方案奠定了基础 zorbax 超高压快速高分离度 (1.8 µm) 液相色谱柱通过相同的色谱柱化学实现了从高效液相色谱向超高效液相色谱轻松、快速而安全的方法转移

新型的安捷伦实验室顾问(lab advisor)软件具有直观诊断、监测和预警功能,发生问题及时通知,从而帮助您的实验室获得最佳的色谱分析质量。