

## JP-300氢气发生器价格直销

产品名称	JP-300氢气发生器价格直销
公司名称	武汉咏绎仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区沙湖新村1号沙湖友谊国际二期8栋2单元2层1号
联系电话	86-027-87719546 15927129303

## 产品详情

【简单介绍】 GP-300/GP-500型氢气发生器价格适用于各品牌气相色谱仪配套的气源产品，在石油、化工、公安、环保、食品、科教、技术等领域广泛应用，适合用于Agilent, Shimadzu, Thermo等市场上主流的进口和国产气相色谱仪谱仪。【详细说明】 一、氢气发生器价格仪器特点：

- (1)、可取代高压氢气瓶，使实验室仪器化，保证安全。
  - (2)、工作过程全自动控制，操作简单，日常维护方便。
  - (3)、数码显示产氢量，便于观测仪器工作状态和故障判断。
  - (4)、寿命长，可连续或间断使用，产气稳定，不衰减。
  - (5)、设有过压保护装置，安全可靠。
- 二、氢气发生器价格主要参数： 1、输出流量：-3000-300ml/min； 2、输出压力：0.4Mpa(出厂设定)  
3、氢气纯度：>99.999% 4、最大功率：-300150W 5、工作条件： (1)、电源：AC220V ± 10%;50Hz  
(2)、环境温度：5-40 相对湿度：<85% 环境无严重粉尘污染  
6、外形尺寸：390 × 185 × 320 (L × W × H) 7、重量：15kg 氢气发生器价格安全使用说明

使用氢气发生器之前请仔细阅读操作使用说明书。警告！不要在危险的环境下使用仪器，同时也不要使用与仪器不配套的材料和非仪器生产厂家提供的配件，或者不按厂家说明的方式使用仪器均有可能对仪器的安全性造成负面影响。

仪器必须放置在水平的台面上使用，以保证其安全性和最佳工作状态，切勿倾斜或倒置！

搬动仪器时必须使受力点在仪器底部。注意！为避免触电，维修或维护仪器前必须完全拔掉电源。该仪器发生故障时，应立刻停止使用其操作实验。地线电源要确保有良好的接地。

氢气发生器价格:[www.gpkj17.com/gpkj66-SonList-1055402/](http://www.gpkj17.com/gpkj66-SonList-1055402/)

[www.chem17.com/st296256/erlist\\_1055402.html](http://www.chem17.com/st296256/erlist_1055402.html)