

BFS-0.75-1.5实验室电动升降分散机厂家

产品名称	BFS-0.75-1.5实验室电动升降分散机厂家
公司名称	上海仪弛实业有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:上海仪弛 型号:BFS-0.75-1.5
公司地址	海宁路1399号503室
联系电话	86 21 52653625 13761252823

产品详情

实验室电动升降分散机 实验室电动升降分散机介绍 实验室电动升降变频分散机是我司针对大专院校、科研单位和工厂实验室需求所生产的小型分散搅拌设备；实验室分散机带转速数字显示，无级调速，可长时间运行，运行稳定噪音小；搅拌盘方便拆卸，升降结构采用零噪音电动升降，是实验室理想的试验设备。【物料粘度】： 25,000 cps

【生产能力】:2-50L

【应用领域】:适用于生物、医药、食品、涂料、油墨、胶黏剂、染料、农药等行业产品物

料的分散、混合。

【适用物料】:物料粘度在25000cps以下，固含量在60%以下的各种非易燃易爆浆料；如

乳胶漆、工业漆、水性油墨等

实验室电动升降分散机部件说明 实验室电动升降分散机产品优势 分散效率高，产品品质好

设备最高转速可达3000rpm，最高线速度可达33m/s（常规建议线速度20-25m/s），能够快速将粉料均匀分散到液料里面；物料由于受到极高的剪切力，分散均匀，形成很好的悬浮效果。

操作方便、安全

设备带有全不锈钢电动升降机构，能够快速升降和固定；分散盘采用内六角螺栓与主轴固定，能够方便快速拆卸更换，清洗容易；带有夹桶装置，可以快速将搅拌桶固定，防止桶在工作中发生位移造成安全事故。

温升小

选配料桶带双层冷却夹套，在设备运行时通水冷却，起到很好的冷却效果，温升小于10°。

实验室电动升降分散机工作原理 通过分散盘的高速运转，使物料呈环状流，产生强旋涡，呈螺旋状下降到涡流底部。粒子间产生强烈的剪切撞击与磨擦，达到迅速分散、溶解、均匀混合、乳化的功能。

实验室电动升降分散机选型参考

型号	功率KW	转速rpm	分散头mm
----	------	-------	-------

处理量L	升降行程	BFS-0.75	0.75	3000	40-80	2-10	250mm
------	------	----------	------	------	-------	------	-------

BFS-1.5	1.1	3000	50-100	2-40	300mm
---------	-----	------	--------	------	-------

实验室电动升降分散机实拍

如果您想了解分散机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，分散机是否适合您的实际生产（实验）需求？请联系我们分散机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！