

# 药典毛细管柱价格/上海药典毛细管柱厂家

产品名称	药典毛细管柱价格/上海药典毛细管柱厂家
公司名称	上海宸乔生物科技有限公司
价格	3000.00/盒
规格参数	品牌:GRACE 型号:无
公司地址	上海市闵行区纪鹤路2号第1幢C149室
联系电话	021-31233605 18801803238

## 产品详情

药典毛细管柱价格/上海药典毛细管柱厂家 产品说明: Alltech Heliflex® AT™-1

每支色谱柱经过独立测试，保证质量 相当于007-1, CP-Sil 5CB, DB™ -1, DB-1ht, HP™ -1, HP-101, OV™ -1, RSL™ -150, RSL-160, Rtx™ -1, SE-30™, SPB™ -1, SPB-Sulfur, ULTRA™ -1, SP-2100, BP-1, DC-200, PE-1, ZB-1 Alltech Heliflex® AT™-1ms 低流失，高惰性 相当于DB-1ms, HP-1ms, Rtx-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, MDN-1 Alltech Heliflex® AT™-1ht 缩短高沸点化合物的分析时间 低浓度时，灵敏度也较高 每根柱检测温度达380 相当于007-1, CP-Sil 5CB, DB™ -1, DB-1ht, HP™ -1, HP-101, OV™ -1, RSL™ -150, RSL-160, Rtx™ -1, SE-30™, SPB™ -1, SPB-Sulfur, ULTRA™ -1, SP-2100, BP-1, DC-200, PE-1, ZB-1 Alltech Heliflex® AT™-5 非极性毛细管色谱柱 每支色谱柱经过独立测试，保证质量 相当于007-2, CP-Sil 8CB, DB™ -5, D™ B-5.625, PE-2, DB™ -5ht, HP™ -5, HP™ -5ms, OV™ -5, PTE-5, BP-5, PTE-5QTM, PAS-5, RSL-200, Rtx™ -5, Rtx™ -5ms, SAC-5, SE-54, SPB-5, ULTRA-2, XTI-5, SE-52, ZB-5 Heliflex AT-5 用5” 柱架毛细管柱 小口径柱架，用于HP/Agilent 6850 Heliflex® AT™-5ms

每支色谱柱经过独立测试，保证质量 相当于DB-5ms, Rtx-5Sil ms, BPX-5, 007-5ms, HP-5TA Heliflex® AT™-20 每支色谱柱经过独立测试，保证质量 相当于007-7, Rtx-20, SPB-20, VOCOL, PE-7 Heliflex® AT™-35ms 保证低流失 相当于DB-35ms, Rtx-35, SPB-35, Sup-Herb, MDN-35, BPX-35 Heliflex® AT™-35 每支色柱经过独立测试，保证质量 相当于007-11, DB™ -35, DB™ -35ms, HP™ -35, PE-35, RSL-300, Rtx™ -35, SPB-35, SPB-608, OV™ -11, Sup-Herb tHPTM-35, ZB-35 Heliflex® AT™-50 其它厂牌相似固定相 007-17, DB-17, DB-17ht, HP™ -17, HP™ -50+, PE-17, OV™ -17, Rtx™ -50, SP-50, SP-2250, SPB-50, ZB-50, CP Sil 24CB, BPX-50 Heliflex® AT™-50ms 为低MS Bleed专门设计 其它厂牌相似固定相DB™ -17ms, HP-50+, Rtx™ -50, SP-2250, SPB-50, BPX™ -50, SPB-17 Heliflex® AT™-50ht 经过340 特殊测试 温度提高，分析时间加快 其它厂牌相似固定相DB™ -17ht, Rtx™ -65TG, BPX™ -50, CP-TAB-CB Heliflex® AT™-1301 独特的极性使一些分析变得完美 其它厂牌相似固定相HP-1301, DB-1301, Rtx-1301, 007-1301, SPB-1301, BPTM-624, HPTM-624, DBTM-624

更多规格未列出，了解详细资料请致电上海宸乔生物科技有限公司 eliflex® AT™-Amino Acid • 分离所有20种氨基酸 Heliflex® USP 467 毛细管柱套装 美国药典方法467是分析药物中OVI (有机挥发性溶剂) 含量的标准方法。 Heliflex® AT™-Pesticide 毛细管柱 AT™-Pesticide 是分析含有有机氯杀虫剂的专用色谱柱，它的高灵敏度和高选择性是他成为杀虫剂和PCB分析的最佳选择。 Heliflex® AT™-502.2毛细柱 • 室温下按沸点分离挥发性有机气体 Heliflex® AT™-2887毛细管柱 • 石油蒸馏产物分析柱 Heliflex® AT™-3710毛细管柱 • 按照沸点分离汽油样品 Heliflex®

AT™-Petro毛细管柱 • 高分离度分析碳氢化合物混合样品 Alltech Heliflex® AT™-Sulfur毛细管柱  
设计用于分析含硫的挥发性混合物，如石油产品的精馏物。固定相涂层膜(phase ratio=20)允许分析硫  
蒸汽，固定相的高稳 上海宸乔生物科技///药典毛细管柱价格/上海药典毛细管柱厂家