

# 除热源型超纯水机Lucid系列厂家直销

产品名称	除热源型超纯水机Lucid系列厂家直销
公司名称	上海路岛分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	产水量:20L/H 型号:Lucid-II-20 出水标准:实验室一级用水
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2679室
联系电话	021-51619860 13816523839

## 产品详情

### 【品牌介绍】

路岛作为中国顶尖的纯水系统制造商，自成立以来，秉承“您的需要，我们创造”的理念，“专业、稳健、进取、创新”的精神，一直专注于实验室、医疗、工业超纯水产品的革新与发展，致力于为实验室、医疗、工业客户提供专业而全面的纯水系统解决方案。

工作流程示意：

滤芯 碳粉滤芯 PP棉滤芯 增压泵 反渗透R.O单元 纯水 超纯化单元 纯水超纯水取水口

水机（自来水为水源）

名称	基础型	除热源型	低有机物型	综合型
产品型号	Lucid	Lucid-I	Lucid-II	Lucid-III
标准型				
进水要求	城市自来水：TDS<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm <sup>2</sup> (进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器)			
系统流程	PF+RO+AC+PF+	PF+AC+PF+RO+AC+DI+UF+TF	PF+AC+PF+RO+UV+DI+TF	PF+AC+PF+RO+UV+DI+UF+TF

		AC+DI+TF			
UP 超 纯 水 指 标	电阻率	18.25M .cm@25			
	重金属离子	< 0.1 ppb			
	总有机碳(TOC)	<10 ppb	<3 ppb		
	细菌	<0.1 cfu/ml			
	热源(内毒素)	N/A	<0.001 Eu/ml	N/A	<0.001 Eu/ml
	颗粒物(>0.2 μ m)	<1/ml			
	核糖核酸酶(RNases)	N/A	<0.01 ng/ml	N/A	<0.01 ng/ml
	脱氧核糖核酸酶(DNases)	N/A	<4 pg/ μ l	N/A	<4 pg/ μ l
纯 水 反 渗 透 水 指 标	离子截留率	96%-99% ( 1.使用新RO膜时2.去除率 99% 双级反渗透RO出水5 s/cm )			
	有机物截留率	>99%，当MW>200道尔顿			
	颗粒和细菌截留率	>99%			
	产水量(25 )	Lucid***-10产水量为10L/H；Lucid***-20产水量为20L/H；Lucid***-30产水量为30L/H；Lucid***-40产水量为40L/H			
瞬间出水量	2.0升/分钟(需配压力水桶)，(加装UF机型流速会有降低)				
控 制 系 统	操作模式显示	电源、紫外消解、缺水、满水、纯水取水、内循环(选配功能)、超纯水取水、耗材报警、冲洗、定时取水、定质取水等；			
	安全性能	无水或水压低、满水停机、超纯水超标报警、纯水超标报警，系统密码、报警时自动重启、耗材使用报警等；			
	系统监控	超纯水水质监控、RO水水质监控、原水水质报警)、水温监控、耗材使用监控、取水时间监控、历史数据查看读取、历史取水水质及报警记录读取等；			
出水口(触摸按键	2个：纯水，UP超纯水				

外形尺寸/重量	长 × 宽 × 高：42 × 47 × 60cm/约35Kg
电源/功率	220V、50Hz/30W、35W、75W、80W
标准配置	主机(含1套纯化柱)+压力水桶+附件包

### 超纯水机耗材

名称	建议使用时间	价格
10寸PP滤芯	3-6个月	
颗粒活性炭	约6800L纯水	
压缩活性炭	约6800L纯水	
增压泵		
100加仑RO膜	1-2年	
75加仑RO膜	1-2年	
超纯化柱	约6000升	
终端过滤器		
紫外杀菌器	约9000小时	