

高级手摇分娩与母子急救模型批发-高智能数字化分娩

产品名称	高级手摇分娩与母子急救模型批发-高智能数字化分娩
公司名称	上海康为医疗科技发展有限公司
价格	44000.00/套
规格参数	品牌:康为医疗科技 型号:无
公司地址	浦东新区书院镇新欣东路25号3幢
联系电话	021-62767530 18964699739

产品详情

高级手摇分娩与母子急救模型批发-高智能数字化分娩与母急救模型价格 本系统由孕妇、胎儿、新生儿输液模拟人、新生儿急救模拟人和软件组成，模拟产前检查、产中分娩和产后护理。提供典型的正常分娩和异常分娩案例：如正常分娩、脐带绕颈分娩、臀位难产、先兆子痫、剖腹产、脐带脱垂、早产、潜在的产前、产中和产后出血等，指导产科工作者通过产程图辨识分娩的不同产程阶段，临床诊断异常产程，并合理处理；通过胎儿的临床监护，及时诊断胎儿宫内窘迫，并实施处理，训练新生儿的护理及急救。功能特点：1、母体功能：机械传动装置配有两支机械适配器用于连接分娩用模拟胎儿，胎儿与适配器、适配器与适配器、适配器与传动装置间均有弹性紧固装置，传动装置上端和下端均有系统保护性行程开关。

分娩过程与胎儿心音控制器可暂停、初始化、开始、继续产程。可根据需要选择分娩速度，共1-4四档。

胎心音听诊：可设置胎儿心音频率和音量，心率为“80-180”区间可调。

可模拟头位产、臀位产、产道狭窄、脐带绕颈、胎盘前置等。配有高度仿真宫颈。

配有利奥波德练习提升“软垫”，可进行利奥波德手法练习。

配有产前宫颈变化与产道关系变化模块可装配到母体上进行训练。

阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。

阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。

阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。

阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。

阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。

阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。

可测量胎头的下降和宫口开大情况。可模拟多种胎盘位置。分娩用胎儿。

母亲手臂可建立静脉通路、用以给药和营养。

外阴缝合练习模块，分左右、正中、右下三个切口位置。气管插管训练。CPR训练。可进行人工呼吸和心外按压、电子监测操作数据，并有错误的语音提示，吹气时胸部可观察到明显的起伏。

电子监测吹气量、吹气次数、吹气频率、按压部位、按压频率和按压深度。

1) 按压深度过大：条形码红色； 2) 按压深度正确：条形码绿色；

3) 按压深度过小：条形码黄色。 4) 吹气量过大：条形码红色； 5)

吹气量正确：条形码绿色； 6) 吹气量过小：条形码黄色； 7) 吹气入胃胃部指示灯变红；

手动模拟颈动脉搏动。 手臂模拟血压测量。 新生儿功能： 静脉穿刺功能。
护理功能：眼清洗滴药，进行新生儿清洗、包扎。 可经口鼻插管，进行婴儿吸痰、气管插管、洗胃。
可进行婴儿脐带护理、头皮静脉穿刺、手臂静脉穿刺，穿刺时有落空感，有回血产生。
可进行新生儿心肺复苏：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式。 可进行人工呼吸。
可进行心外按压。 系统组成： 分娩与成人急救用母体； 急救与护理用新生儿；
分娩用胎儿； 分娩过程及胎儿心音控制器； 成人CPR电子显示器； 模拟宫颈口；
产前宫颈变化与产道关系模块（6个阶段）； 产后48小时子宫； 用于产后会阴切开缝合模块；
模拟胎盘/脐带； 利奥波德练习提升“软垫”； 其他相关辅助用具。

.康为医疗科技///高级手摇分娩与母子急救模型批发-高智能数字化分娩与母急救模型价格