

液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱

产品名称	液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱厂家简介：

液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱厂家 福意联参与了众多系统项目的招投标工作。公司秉承只提供客户可靠产品、优良的理念，尤其注重产品的和，售产品都经过人员的悉心测试、调试维护，的人才和团队保障了完善的售前、售中和。公司凭借可靠的和完善的，赢得了广大客户的信赖。

液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱参数：

液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱：特点：

1.透明玻璃门,适用范围广。

- 2、采用无氟制冷、压缩机，3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱：

- 1．电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
- 2．如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
- 3．电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
- 4．临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
- 5．在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。公司从事本数年以来秉承着：客人靠前，靠前，靠前，靠前的原则，为各大企业提供优良价廉的医疗产品和医疗产品，得到了企业事业和医疗相关的肯定和嘉。竭诚中外客商光临惠顾！

液体恒温箱 加温箱 手术室液体加温箱