

# 手术室用恒温箱液体加温

产品名称	手术室用恒温箱液体加温
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

手术室用恒温箱液体加温厂家简介：

手术室用恒温箱液体加温厂家 -北京福意电器有限公司多年以来，为了能够撑控更高的产品、更精密的技能、优良的经营理念；不断开发新的产品，从而提升市场的竞争力；并努力降低成本，把其利润回馈给客户，使其能拥有优良、价格合理、到位之产品，进而达到双赢之目的，终迎得客户的信赖与满意。公司“福意联”的商标早在北京商标已注册，依托优良的，多年的经验，以的设计理念，可靠的工艺，优良的检测设备，的赢得了广大客户的信赖与和。

手术室用恒温箱液体加温参数：

手术室用恒温箱液体加温：特点：

1.双重显示运行参数(数字显示)2.四种故障报警(高低温报警、断电报警、传感器故障报警)3.带锁。防止意外开启。4.全透明程序5.外门防凝露的应用，85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察。6.透明真空钢化玻璃门。7.人性化设计，操作简单，方便，8.自动化霜功能，适合高温高湿地区。9.门锁设计，防止随意开启。10.大屏幕数字温度显示，便于观察。11.宽电压带，适合187~242V电压下使用。12.内设照明灯。宽气候带：适合环境温度-25~45℃，湿度80%以下地区使用。13.产品可直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。14.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

手术室用恒温箱液体加温：

恒温箱要注意：检查恒温箱的外观先看箱门箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。再看箱体后面有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。检查电恒温箱的门封门封是否紧密在关闭箱门的地方，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。检查恒温箱内照明灯灯泡要完好，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应自动熄灭。检查压缩机买恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机，可用两台恒温箱同时通电进行比较检查。先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；再次启动时，在一秒钟内压缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后几秒钟后又自行停机，这说明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。

福意联恒温、冷藏设备等等。外新老客户光临，互惠互利、携手并进福意联(FU.YI.LIAN)向客户提供的、产品，更为优异的和，更高的体来追求靠前地位！

手术室用恒温箱液体加温