

手术室恒温箱60-70度

产品名称	手术室恒温箱60-70度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

手术室恒温箱60-70度厂家简介：

手术室恒温箱60-70度厂家 北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 是福意联 (FU.YI.LIAN) 集团下属的全资子公司之一，北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 位于、文化---北京，是一家致力于医疗恒温、医疗加温、医疗冷藏、实验室低温、车载冷链等系列产品的开发和的型企业。公司成立于1999年，2003年注册品牌“福意联 (FU.YI.LIAN) ”，厂房建筑面积过6万平方米，员工1200余人，6条大型成品线。公司始终以”品牌建立、”为先导，不断推动！

手术室恒温箱60-70度参数：

手术室恒温箱60-70度：特点：

微电脑控温系统，数字显示，按键调温。 温差范围： ± 1 控温原理：无氟压缩机制冷，具有PTC热补偿功能。不受环境温度影响。 风循环模式：翅片式风循环，让箱体内部温度更加均匀。 嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 透明玻璃门，可随时观察箱内。 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。 外箱材料：采用冷轧钢板 内胆材料：采用ABS工程塑料 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

手术室恒温箱60-70度：

做好三点：一、洗净、注意保养二、少一个月通电1 - 2次，使恒温箱运转10分钟三、不要随便搬挪，更不要用外壳变色剥落重新启用应注意：千万不要马上使用。让恒温箱短时间运行一下，每运行两三分钟后停止一段时间放置一段时间之后,会导致部机件润滑油过薄。当再次使用时,由于恒温箱内部温度为室温，降额定温度则需要润滑油过薄的部分就会发生快速磨损，从而减少恒温箱的寿命。让恒温箱进行多次短时间运行，可以让润滑油间浸润机件内部。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司坚持以用户上，靠前，靠前，永恒和。以优良的产品及回报您的优良与厚爱！我们希望进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

手术室恒温箱60-70度