

37度医用液体恒箱

产品名称	37度医用液体恒箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

37度医用液体恒箱厂家简介：

37度医用液体恒箱厂家 -北京福意电器有限公司是一家从事各类恒温设备的、引进和的综合公司。多年以来，公司以严格的，优良的，诚信的经营，优良的赢得众多客户的信赖与。同时赢得外诸多厂家的青睐。本公司拥有雄厚的科研力量，众多的人才。使用户不仅能拥有优良的设备，同时更前沿的。本着“，客户上”的原则,我公司愿成为您成功路上的忠实伙伴! 公司人才实行：客户为先，诚实，，共同发展。

37度医用液体恒箱参数：

37度医用液体恒箱：特点：

1.双重显示运行参数(数字显示)2.四种故障报警(高低温报警、断电报警、传感器故障报警)3.带锁。防止意外开启。4.全透明程序5.外门防凝露的应用，85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察。6.透明真空钢化玻璃门。7.人性化设计，操作简单，方便，8.自动化霜功能，适合高温高湿地区。9.门锁设计，防止随意开启。10.大屏幕数字温度显示，便于观察。11.宽电压带，适合187~242V电压下使用。12.内设照明灯。宽气候带：适合环境温度-25~45℃，湿度80%以下地区使用。13.产品可直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。14.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

37度医用液体恒箱：

1、在夏季使用恒温箱时要注意减少压缩机的工作量，压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机保护机烧毁。2、在放置恒温箱的时候，不要将恒温箱靠墙放置，应该在距离墙壁10公分左右，并且恒温箱的顶部要在接通恒温箱电源之前，先检查恒温箱铭牌上恒温箱使用的电压和家中的电压是否相符，同时还要为恒温箱安装器使用同一个插座。4、恒温箱在工作时，尽量的减少恒温箱的开门次数，减少恒温箱的冷气外溢。5、恒温箱，应该暂停恒温箱的使用，拔出恒温箱电源插头，防止烧坏恒温箱的压缩机。并且在停电的期间，应减少恒温箱的使用，能够延长食物的保鲜时间。6、恒温箱不能作为降温的设备使用，有的家庭为了更好的使室内降温，就将恒温箱门打开，降低室内的温度，这样严重的损害了恒温箱的压缩机，增加了恒温箱压缩机的工作量。7、恒温箱的温控器的2、3档，冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少恒温箱的耗电量。8、恒温箱中的食物不要放置的太满，要留有的空隙，方便冷气的流动，加速食物的制冷和保鲜。9、要经常打扫恒温箱的冷凝器、压缩机、箱体。10、及时的对恒温箱冷冻室进行除霜，定期的对恒温箱的冷藏室进行清洗。11、在放置食物时，应该将热的食物放入，避免压缩机启动。12、恒温箱的使用时间一长，恒温箱内部就会散发出一股异味，因此我们需要对恒温箱定期的进行清扫，去除异味。13、恒温箱在运行时发出声音就是噪音。有一些声音是无法避免的，比如说“嘶嘶”“咕噜咕噜”这样的流水声是正常的。反之，就有问题了。这些声音是恒温箱在制冷剂在制冷管道中循环的声音，属于正常现象。14、恒温箱在开启或停止时发出声音。这是恒温箱内部件断开或者启动发出的声音，有时候还伴随着振动。15、有种风冷无霜恒温箱会发出听到吹风似的声音。这些都属于正常现象。16、有的恒温箱运行时带有一连串连续的“嗡嗡”的声响。这是压缩机正常的发声情况。大家不必担心。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)为医疗和实验室恒温仪器商，致力于解决各种医疗实验恒温方案，除了通用产品系列以外，雪中炭定制还能为您提供特殊产品的设计和，如果温度变得很重要，请与我们联系。

37度医用液体恒箱