

医用恒温箱医用培养恒温箱

产品名称	医用恒温箱医用培养恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医用恒温箱医用培养恒温箱厂家简介：

医用恒温箱医用培养恒温箱厂家北京福意联有限公司的产品广泛用于医疗、实验室、食品保存、医药、等和域。我公司还可根据客户的要求，订做配备相关通用和的产品。多年来公司奉行“以求生存、以求发展”的企业，坚持“靠前、用户靠前、诚信靠前”的发展意识，在丝网中持续创造佳绩，在新老客户中不断信赖。

医用恒温箱医用培养恒温箱参数：

医用恒温箱医用培养恒温箱：特点：

该产品适用于工矿企业、学校、医疗及科研。产品箱体结构箱体内胆采用医用级PP喷塑制作而成，箱体外壳采用冷轧板，造型美观新颖。热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀。优良限温报警系统，过限制温度即自动中断，保证实验运行不发生意外。设有大面积钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况之用。产品控制系统采用智能型温度控制器。温度恢复时间快。

医用恒温箱 医用培养恒温箱：

1. 本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
2. 为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
3. 为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。
4. 仪器工作中请尽量不要打开箱门，以免对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。若长时间未使用，请定期通电，以免压缩机长期不工作而损坏。
5. 开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。
6. 机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命缩短。
7. 禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
8. 机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
9. 接线正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10. 定期检查端子螺丝和电气连接是否松动，请不要在松动的情况下使用。
11. 仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾处理方法处理。
12. 仪表运转期间，电源输入端子盖安装在端子板上以防触电。
13. 仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑安全性，错误的操作会使工作产生危险。不要使用布擦拭仪表，不要使用或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，以免引起危险。
15. 在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司多年来，本着“诚实守信，合法经营”的原则。同时，公司发展不忘回馈社会，长期致力于社会公益事业，履行企业社会责任。您的满意就是我们的追求，各界朋友来人、来电、来函与我公司洽谈业务，我公司将竭诚为您服务！

医用恒温箱 医用培养恒温箱