

实验室去离子纯水机和泰EDI-Q系列

产品名称	实验室去离子纯水机和泰EDI-Q系列
公司名称	济南帕特生物技术有限公司
价格	59148.00/台
规格参数	品牌:和泰 型号:EDI-Q 出水量:10L/H
公司地址	济南市高新区工业南路51号
联系电话	053168629695 13210550232

产品详情

实验室去离子纯水机和泰EDI-Q系列【实验室去离子纯水机产品简介】：

和泰EDI系列实验室去离子纯水机，采用Ionpure®EDI

技术及模块，以最优化的运行成本为您提供始终如一的5MΩ·cm(25℃)以上，TOC<30ppb的Ⅰ级纯水，每天最大纯水产量可达240

升，可全面取代实验室的蒸馏和常规纯水制备系统。产水符合或超过ISO3696(2

级水)、ASTMD1193(Ⅰ级电阻率和TOC表指标)、CLSI(前NCCLS)临床实验室、GB/T6682

及美国、欧盟和日本药典中对纯水的要求。【实验室去离子纯水机产品参数】：

联系人：毕经理 联系电话：18753100275 企业QQ：2355939000 技术参数 产品型号

Edi-Q10 Edi-Q10UT 进水要求* 城市自来水：TDS<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm² (进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) 系统流程** PF+KDF+AC+RO+SF+EDI PF+KDF+AC+RO+SF+EDI+UV+TF EDI

去离子水指标: 电阻率*** >5MΩ·cm 总有机碳(TOC)*** <30 ppb 硅截留率 >99.9% 细菌 N/A <0.1 cfu/ml

颗粒物(>0.2 μm) N/A <1/ml RO 反渗透水指标: 离子截留率 96%-99% (使用新RO膜时) 有机物截留率 >99%，当MW>200 道尔顿 颗粒和细菌截留率 >99% 产水量(25℃) **** 10 升/小时 RO 瞬间出水量 2.0 升/分钟(需配压力水桶) 出水口(触摸按键) 2 个：RO 反渗透水；EDI 高纯水 外形尺寸/重量 长×宽×高：50×36×54cm/约25Kg 电源/功率 220V、50Hz/120W 标准配置 主机(含1套纯化柱)+20升水箱+

附件包 * 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命 ** PF：预过滤、KDF：铜锌合金、AC：活性炭、RO：反渗透、SF：软化柱、EDI：连续电流去离子模块、UV：254nm 紫外灯杀菌、TF：终端微滤 ***

数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 **** 进水TDS=200ppm，25℃，50psi 和15%回收比下测得【实验室去离子纯水机性能特点】：1、每天最大纯水产量可达240 升

2、全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作 3、超大背光式LCD 液晶屏(分辨率:240×128，尺寸:106×57mm)，全程实时动画式工作模式显示 4、在线3

路水质监控，实时监测源水/RO 水、RO 水/EDI 纯水、UP 超纯水水质

5、国内特有超纯水全管路消毒程序，只需加入消毒片，即可启动一键消毒程序，保证取得高质量纯水

6、国内独有的上班、下班两种工作模式，保证供水量充足 7、全自动RO 膜防垢冲洗程序，延长RO 膜使用寿命 8、无水报警，水满报警，源水/RO 水、RO 水/EDI 纯水、超纯水(参数可随意设定) 超标报警

9、耗材寿命终结报警，故障自动检测，提供安全保证

10、超纯水循环系统可自由启动、关闭的，保持系统的低细菌污染水平

11、工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改 12、预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命可设定，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒，避免水质下降 13、特设定定时定质取水功能(定时:1-99min；定质:0.1-18.2M .cm) 14、RS232/USB接口(选配)，自动记录一整年水质资料，整机符合 GLP 15、多种规格储水桶可选，满足不同水量需求 16、一体化成型塑料机箱，人体工程学设计，水电分离结构 17、预处理、RO、EDI 模块、超纯化组件，采用模块式独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷，符合GLP 规范 18、纯水管路、接头均获NSF 认证 19、独创超长寿命复合KDF 预滤柱，可实现1 年不用更换，运行成本降低 20、独创的RO膜组件设计，采用美国陶氏DOW 原装进口RO 膜片，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合 21、独有的全新可独立拆解的一体化4 柱式超纯化柱组模块，采用美国陶氏DOW 原装进口核子级树脂，时刻保证顶级水质 22、双波长(185nm&254nm)UV 紫外灯组件(进口灯管)，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围 23、MWCO5000DUF 超滤组件(原装进口)，有效去除热源(内毒素)，可用于精密的

【实验室去离子纯水机产品应用】超纯水系统进水；普通化学和定性分析；玻璃器皿清洗/冲洗；水分析及通用HPLC；微生物分析；分光光谱测量；样品稀释和试剂制备；缓冲液和介质制备；高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等 售后服务：质保1年，终身维护 更多产品信息，欢迎来电咨询：联系人：毕经理 联系电话：18753100275 企业QQ：2355939000 更多实验室去离子纯水机：

<http://www.hi1718.com/company/443707/products/201610615168587.html>

http://www.kuyibu.com/c_bijingliang/p32318474.html