

输液袋加温箱 20-55度加温保存箱

产品名称	输液袋加温箱 20-55度加温保存箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

输液袋加温箱 20-55度加温保存箱厂家简介：

输液袋加温箱 20-55度加温保存箱厂家 北京福意联公司不断引进国外和设备，北京福意联有限公司在企业全体同仁的勤奋努力下，不断，已形成生物医疗恒温冷藏设备，实验室恒温设备，冷链运输设备等成套系列化经营。产品广泛运用于医疗、实验室、电子、化工、科研、等领域。

输液袋加温箱 20-55度加温保存箱参数：

输液袋加温箱 20-55度加温保存箱：特点：

1、主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。2、样式：立式、单门3、微电脑控制，

数字温度显示，可恒定控制在2 ~48 任意温度。4、三层透明玻璃门设计，内设照明灯，方便观察；5、门锁设计，防止随意开启。按键锁设计防止意外碰触，更改温度。6、设计：强制风循环系统，控温均匀迅速，可防止凝露。7、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。8、制冷剂：无氟制冷剂9、外箱材料采用冷轧钢板，表面喷粉防静电处理。10、内胆材料采用PS板材。11、工作环境：温度-25 ~45 ，湿度<85。12、额定电压：220V/50Hz，宽电压范围180 ~ 250V13、多层搁物架设计并有搁物条，可合理地调整间隙，充分利用空间。14、整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的！

输液袋加温箱 20-55度加温保存箱：

- (1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。
- (2) 把电源插头插入电源插座。
- (3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开关
- 4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标记。
- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作完后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头

福意联恒温、冷藏设备等等。公司网址：<http://www.FU.YI.LIAN.cn>，公司以现代科学、的营销理念为依托，建立了一整套周密细致的及网络系统，的为用户提供化、系统化的优良，同时还拥有一批受过培训的、营销等高素质的人才

输液袋加温箱 20-55度加温保存箱