

手术室恒温箱280升0-100度

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 手术室恒温箱280升0-100度 |
| 公司名称 | 北京福意联 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367 |

产品详情

手术室恒温箱280升0-100度厂家简介：

手术室恒温箱280升0-100度厂家北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司秉承开拓、锐意进取、精诚合作、诚实守信的原则，于医疗恒温、冷藏，也期待与各公司的合作。福意联了9001体系，,,22000食品体系，了，有工序均按照GMP标准，保证每一批次产品的。

手术室恒温箱280升0-100度参数：

手术室恒温箱280升0-100度：特点：

控温方式：微电脑智能温控系统，高亮LED数字设定、数字显示； 温度分辨率：1 （度）；

温度波动度： ± 0.5 （度）； 致冷单元：工业压缩机，无氟致冷剂；
循环单元：优良风机保证工作室温度均匀； 观察窗：大型玻璃观察窗；
箱内照明：日光灯管； 搁架：间距可调搁网。

手术室恒温箱280升0-100度：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工作时散热，延长恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，用户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上；4) 恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使电动机启动困难，也会烧坏电动机；5) 检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6) 需要注意先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司凭着优良的产量和诚信的经营，赢得了广大客户的认可与信任。客户遍布各地。产品广泛适用于实验室、医疗、科研等。并可根据用户的特殊情况，为用户设计产品。

手术室恒温箱280升0-100度