

医用恒温箱280升2-48度

产品名称	医用恒温箱280升2-48度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医用恒温箱280升2-48度厂家简介：

医用恒温箱280升2-48度厂家 -北京福意电器有限公司将以“、品位、品牌”为追求，“诚信、越、发展”为，和我们广大的用户共勉!热忱各地的经销商和医疗，实验室，科研院、大院校、医院、防疫等等的科研人员光临惠顾！

医用恒温箱280升2-48度参数：

医用恒温箱280升2-48度：特点：

1、主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。2、样式：立式、单门3、微电脑控制，

数字温度显示，可恒定控制在2 ~48 任意温度。4、三层透明玻璃门设计，内设照明灯，方便观察；5、门锁设计，防止随意开启。按键锁设计防止意外碰触，更改温度。6、设计：强制风循环系统，控温均匀迅速，可防止凝露。7、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。8、制冷剂：无氟制冷剂9、外箱材料采用冷轧钢板，表面喷粉防静电处理。10、内胆材料采用PS板材。11、工作环境：温度-25 ~45 ，湿度<85。12、额定电压：220V/50Hz，宽电压范围180 ~ 250V13、多层搁物架设计并有搁物条，可合理地调整间隙，充分利用空间。14、整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的！

医用恒温箱280升2-48度：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工作时散热，延长恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上；4) 检查恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使电动机启动困难，也会烧坏电动机；5) 检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6) 需要注意先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)是的恒温设备商，中华人民共和国都、直辖市和城市，的、文化，经济、金融的决策和，是一家拥有自主的企业，为外数百家企业提供过优良的恒温设备和。

医用恒温箱280升2-48度