

手术室恒温箱430升0-100度

产品名称	手术室恒温箱430升0-100度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

手术室恒温箱430升0-100度厂家简介：

手术室恒温箱430升0-100度厂家 北京福意联有限公司是医疗及实验室仪器设备、为一体的综合性企业，公司坐落于美丽的北京，我们的产品已经了9001体系、14001环境体系，同时、等，有保障。我们将继续奉行“诚实、奉献、开拓、进取”的敬业精神，不断的学习、完善我们的经营理念，为用户提供完善的售前、售中、，福意联产品整机质保一年，压缩机质保三年，终身维护，24小时，免除客户的后顾之忧。

手术室恒温箱430升0-100度参数：

手术室恒温箱430升0-100度：特点：

由箱体、温度控制系统、高低温变换系统、气体循环系统、照明系统等五个主要部分组成。 箱体：有工作室、箱体外壳、箱门等组成。箱体外壳均采用优良钢板表面喷塑处理，箱门装配有大面积的双层玻璃观察窗，色彩鲜艳、美观大方；工作室采用优良不锈钢制成，半圆弧四角易清洁；室内采用不锈钢钢丝制成的搁板高度层次可调；外壳与工作室之间填充聚胺脂发泡板作隔热层，以保证工作室内温度； 工作室与箱门的接合部装有磁性密封圈，以保证工作室的密封性及保温性。 循环系统：有高速循环风机、风道等组成。它能保证工作室内的空气充分循环，使工作室的温度达到均匀稳定。

照明系统：有照明开关、电子镇流器等组成。操作简单，方便于存取物品及对实验品的观察。

手术室恒温箱430升0-100度：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。在公司全体员工共同努力下，产品已经成功销往、、澳大利亚、丹麦、俄罗斯、、马来西亚、香港、台湾等和地区

手术室恒温箱430升0-100度