

## 加压冷热敷治疗仪-冷热敷机-您的最优选择

产品名称	加压冷热敷治疗仪-冷热敷机-您的最优选择
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心技术:航天级半导体控温
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

加压冷热敷仪-冷热敷机-您的选择 产品介绍

加压冷敷机系列介绍：全自动加压冷热敷系统采用航天级半导体温控技术，融合全自动加压循环冷热敷工作原理，可实现临床患者围手术期的镇痛、消肿、减渗等整体方案需求。优盟推出的全新一代全自动加压冷热敷系统，以其多功能灵活多样方案、半导体制冷温控技术、有名临床专家指导升级意见和临床经验沉淀等优点，变成世界同行业的新的象征。全自动加压冷热敷机适用于软组织损伤、骨折术前术后及关节置换术后所引起的局部肿胀、疼痛症状的辅助。加压冷热敷仪用于骨科术前术后、急性期软组织损伤到达降温消肿止渗作用，冷敷机——黑科技时代到来一分钟迅速制冷，半导体技术降温，降温速度快，操作方便快捷，温度，时间，使用次数及脉动压力可以调控，设有超低温，超高温温度保护，可达成恒温效果，避免了在使用过程中对患者造成二次伤害，公司配备的专用冰囊适用于身体各部位，降温效果显著。加压冷热敷仪-

# 冷热敷机-您的选择

## 适用范围

各种类型的骨折、骨、骨创伤等骨科，骨科各种类型术后以及手术的术前准备。人工膝关节、髋关节等假体置换术后。各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。各种类型急性软组织疼痛的康复。各类术后功能训练预防肿痛，康复锻炼。

## 温度控制系统

采用10"彩色液晶触摸屏。采用航天级半导体制冷技术。温度范围4.0 ~ 42.0 ，满足临床对冷敷、热敷的需求。采用智能温控保护系统，表面温度不高于41 ，防止烫伤。

## 多模式加压功能

七种不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。实时显示监测压力。脉动加压压力上限不低于45kPa。

## 冰袋

主要用于四肢及关节等位置，包裹性强，冷、热传导率高。

## 温度监测功能

体温监测范围为30 -41 。体温双槽卡座，避免掉下来和误插。

## 定时功能

工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。

## 音乐功能

内置18首以上辅助康复名曲，循环播放，可缓解患者情绪，支持更换和拓展。

## 功能保护

冰袋堵塞检测报警功能，噪声 55分贝，全自动加压冷敷机通过ISO9001和ISO13485质量体系认证，可提供证书复印件。加压冷热敷仪用于骨科术前术后、急性期软组织损伤到达降温消肿止渗作用，冷敷机——黑科技时代到来一分钟迅速制冷，半导体技术降温，降温速度快，操作方便快捷，温度，时间，使用次数及脉动压力可以调控，设有超低温，超高温温度保护，可达成恒温效果，避免了在使用过程中对患者造成二次伤害，公司配备的专用冰囊适用于身体各部位，降温效果显著。对于骨科和外伤造成的肢体肿胀在24小时内采用加压冷敷已经被证明是安全有效的手段。脉动加压冷热敷仪替代了所有冰敷的传统方法，使用纯物理疗法，使用效果明显，操作方便、效果显著；产品选用气压型、专护型水囊，适应身体各个部位使用，给患者带来意想不到的效果。

加压冷热敷仪-冷热敷机-您的选择 适用范围：各种类型的骨折、骨、骨创伤等骨科，骨科各种类型术后以及手术的术前准备。人工膝关节、髌关节等假体置换术后。各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。各种类型急性软组织疼痛的康复。各类术后功能训练预防肿痛，康复锻炼。扭伤、骨折骨伤、关节手术出现肿胀、水肿、血肿、关节积血及积液、骨科手术前后、急性软组织损伤、四肢骨折及关节术后的早期、肌肉损伤早期、闭合性骨折早期、急性软组织损伤、长期发烧发热病等。

[冷疗系统-欢迎来电咨询-控温可靠](#)