

全自动酶标洗板机

产品名称	全自动酶标洗板机
公司名称	北京佳普益康生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇裕民大街甲1号
联系电话	025-68576666

产品详情

全自动酶标洗板机作为专门清洗酶标板的仪器，常和酶标仪配套使用，是检验科常见的医疗设备。可广泛应用于医院、血站、CDC、出入境检疫局、医疗生产企业、科研院校等。那么全自动酶标洗板机使用注意事项有哪些？

全自动酶标洗板机使用注意事项有很多。比如在洗刷次数上就有限制，多次洗涤有利于取得好的效果，但通常不超越6次。每孔的加液量也需要注意，以加满为宜，但不行溢出，通常为每控300微升。另外在洗刷全自动酶标洗板机前进行方位调理，吸针要到微孔底部，以下降残留量。由于通常ELISA试验洗刷结束后需求扣板，但此过程在PCR-ELISA中易形成污染，故残留量应尽量削减。不能象通常ELISA操作相同用力扣板。

全自动酶标洗板机

(普朗医疗产品——DNX-96洗板机)

DNX-96全自动酶标洗板机是普朗医疗的荣誉产品，能自动完成各种规格酶标板的清洗工作，清洗效果均匀彻底。由于其先进的设计理念，极其方便快捷的操作，突破了以往洗板机的种种技术和速度瓶颈，得到了用户的一致好评。DNX-96全自动酶标洗板机优势特点：

1、低残留量，高注液精度，清洗效果均匀彻底；

2、专业的防堵孔设计，减少堵针烦恼；

3、独特的防交叉污染设计；

4、独特托盘设计，无需补孔及拆条；

5、人性化的操作设计，用户体验更完美；

普朗医疗专注医疗器械20年，品质可靠有保障。产品覆盖检验科、放射科、家用设备等，产品诸如血气分析仪器<http://www.pl999.com/newsinfor.php?id=20502&newsclass=1>

。如果您有什么感兴趣的，欢迎拨打400-6656-888产品咨询热线，可爱的客服等着您。