

和泰实验室去离子纯水机ECO-Q选型参数

产品名称	和泰实验室去离子纯水机ECO-Q选型参数
公司名称	济南帕特生物技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:和泰 型号:ECO-Q 出水量:15-30L
公司地址	济南市高新区工业南路51号
联系电话	053168629695 13210550232

产品详情

和泰实验室去离子纯水机eco-q选型参数【和泰实验室去离子纯水机-产品简介】：和泰实验室去离子纯水机eco-q，日常实验室分析用纯水的卓越性价比之选，可满足绝大多数化学和生物类实验室用水的要求。具备完善的耗材管理功能，显示耗材寿命剩余时间，到期更换自动提醒，避免水质下降，全面的系统维护及安全报警，耗材寿命终结报警，人性化的手动/自动取水模式，以及定时（1-99min）、定质取水功能（0.1-18.2m .cm），方便用户对水质的取用。【和泰实验室去离子纯水机-产品参数】：

联系人：毕经理 联系电话：18753100275 企业qq：2355939000 产品型号 eco-q15 eco-q15ut eco-q30 eco-q30ut 进水要求

城市自来水（tds<200ppm，5-45，1.0-4.0kgf/cm²）（进水tds > 200ppm时，建议选配外置软化器）

系统流程 pf+kdf+ac+ro+di pf+kdf+ac+ro+di+uv+tf pf+kdf+ac+ro+di pf+kdf+ac+ro+di+uv+tf edi去离子水指标 电阻率 16-18.2k .cm 重金属离子 <0.1ppb 细菌 n/a <0.1cfu/ml n/a <0.1cfu/ml 颗粒物（>0.2um） n/a <1/ml n/a <1/ml ro反渗透水指标 离子截留率 96%-99%（使用新ro膜时）有机物截留率 >99%,当mw>200道尔顿颗粒和细菌截流率 >99% 产水量（25）15升/小时 30升/小时 出水口（触摸按键）

2个：ro反渗透水；di高纯水 外形尺寸/重量 长*宽*高：50*36*54/约22kg 电源/功率 220v、50hz/72w

标准配置 主机（含1套纯化柱）+内置12升压力水桶+附件包 1.进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命

2.pf：预过滤 kdf：铜锌合金 ac：活性炭 ro：反渗透 di：离子交换 uv：254nm紫外灯杀菌 tf：终端微滤

3.进水tds=200ppm，25、50psi和15%回收比下测得的【和泰实验室去离子纯水机-性能特点】：

1.全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作

2.背光式lcd液晶屏(分辨率:128×64，尺寸:66×33mm)，全程实时动画式工作模式显示

3.在线2路水质监控，实时监测ro反渗透水（电导率）、di去离子水或up超纯水（电阻率）水质

4.全自动ro膜防垢冲洗（2小时间隔冲洗）及手动强制冲洗程序，延长ro膜使用寿命 5.完善的耗材管理功能：预处理、ro膜、uv灯和超纯化柱的寿命可设定，显示耗材寿命剩余时间，到期更换自动提醒，避免水质下降 6.全面的系统维护及安全报警：缺水、水满报警；源水、ro反渗透水、di去离子水/up超纯水水质超标报警；耗材寿命终结报警

7.人性化的手动/自动取水模式，以及定时（1-99min）、定质取水功能（0.1-18.2m .cm）

8.系统时间设定功能(年/月/日/时/分)

9.工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改

10.具有运行、报警、水满的3种状态指示灯，使系统工况一目了然

- 11.系统内置12升压力水桶1只，节省实验室空间，安装维护更加方便
 - 12.兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式，可加配外置大容量储水桶，满足不同的应用需求
 - 13.超纯水循环及消毒功能，可自由启动、关闭，保持系统的低细菌污染水平(选配)
 - 14.外置隐藏式dc24v电源，系统工作电压均低于人体安全电压，方便维护更换，更确保安全性
 - 15.一体化成型塑料机箱，人体工程学设计，水电分离结构
 - 16.预处理、ro、超纯化组件，采用模块式独立结构，系统维护、滤芯更换更加便捷，符合glp规范
 - 17.纯水管路、接头均获nsf认证 18.独创超长寿命复合kdf预滤柱，可实现1年不用更换，运行成本降低
 - 19.独创的ro膜组件设计，采用美国陶氏dow原装进口ro膜片，实现了ro膜的长寿命与高品质水质的结合 20.独有的全新可独立拆解的一体化4柱式超纯化柱组模块，采用美国陶氏dow原装进口核子级树脂，时刻保证顶级水质 21.双波长(185nm&254nm)uv紫外灯组件(进口灯管)，有效杀菌，降低toc，增强系统适用范围
 - 22.mwco5000duf超滤组件(原装进口)，有效去除热源(内毒素)，可用于精密的细胞培养和ivf
 - 23.(0.45+0.1) × m进口pes聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质绝对无菌 【和泰实验室去离子纯水机-产品应用】：超纯水系统进水，玻璃器皿清洗/冲洗，微生物分析，样品稀释和试剂制备，普通化学和定性分析，水分析及通用hplc，分光广谱测量，缓冲液和介质制备，高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等。
- 【和泰实验室去离子纯水机-售后服务】：质保1年，终身维护 更多产品信息，欢迎来电咨询：
联系人：毕经理 联系电话：18753100275 企业qq：2355939000