

# 植物油溶剂残留分析专用色谱仪

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 植物油溶剂残留分析专用色谱仪          |
| 公司名称 | 北京华盛谱信仪器有限责任公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 北京市朝阳区双惠苑甲5号楼3层         |
| 联系电话 | 01082490886 18210936058 |

## 产品详情

植物油中残留溶剂的检测：食品添加剂及食品中农药残留分析英文名：Solvent-extracted oil No.6  
别名：6号溶剂油，大豆抽提溶剂油外观为无色透明液体，是各种低级烷烃的混合物。产品馏份范围较工业己烷宽，具有工业己烷类似的性质。能与除蓖麻油以外的多数液态油脂混溶，可溶解低级脂肪酸。6号溶剂其主要成分是正己烷和庚烷，此外还含有少量苯、甲苯等有害物质，是一种麻醉呼吸中枢具有一定毒性的溶剂。6号溶剂其主要成分是正己烷和庚烷，此外还含有少量苯、甲苯等有害物质，是一种麻醉呼吸中枢具有一定毒性的溶剂。由于6号抽提溶剂中含有对人体有害的苯、芳烃、硫等物质，对人体神经系统、脏器会有一定的伤害，使神经细胞内类脂平衡失调，导致各种人体机能紊乱，食用油中溶剂残留量过高，长期食用会导致人精神麻痹甚至瘫痪。目前6号抽取溶剂采用的标准是GB16629-26，标准中对馏程、芳烃、溴指数、硫含量、不挥发物等指标进行了规定，新的标准中硫含量仅为老标准的十二分之一，芳烃含量接近于零，不挥发物为老标准的三分之一，苯含量也有了更严格的标准。

溶剂残留分析仪主要适用于：炼油厂，卫生门，质量监督局等。

### 仪器配置:

1. 色谱仪
2. 检测器：FID
3. 色谱柱：
4. 色谱工作站
5. 高纯氮气、氢气、空气