

生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜

产品名称	生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜厂家简介：

生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜厂家 福意联（Fuyilian）医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）主要用于手术室生理盐水加温，病人附体毛毯加温。福意联（Fuyilian）解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造医用恒温设备。已成功为1675家医院提供！已成为医用恒温域跑者！福意联（Fuyilian）新一代医用恒温箱（hengwenxiang）（柜），PTC加热系统。

生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜参数：

生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜：特点：

优良的PID温度控制系统 自我诊断和报警系统 无氟制冷系统 可提供IQ/OQ
完全密封不锈钢腔体 风扇强制对流 双层真空密封钢化玻璃门 自动除霜和除湿系统
用户友好设计

生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜：

- 1本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
- 2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
- 3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。
- 4.仪器工作中请尽量不要打开箱门，以免对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。若
- 5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。
- 6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命缩短。
- 7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
- 8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
- 9.接线正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
- 10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。
- 11仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾
- 12.仪表运转期间，电源入力端子盖安装在端子板上以防触电。
- 13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作
- 用干布擦拭仪表，不要使用、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，
- 险。 15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）以合理的价格、热情的态度、熟练的保障对您提供优良。我们本着交货迅速、实行三包、跟踪等经营原则竭诚为广大用户。

生物检材恒温储存柜 生物物证保管柜