

PE液质联用仪

产品名称	PE液质联用仪
公司名称	张家港市帅飞饮料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市三兴镇海沙工业区188号
联系电话	0512-58537233 18015676659

产品详情

在高灵敏度下的良好重现性允许您精确定量。ESI模式下，400 μ l/min流速，1pg的利血平连续进6针。这里显示了在SIM 609.2 @ 0.6 FWHM下信噪比为325 : 1。

Flexar SQ 300 MS²作为最广泛化合物分析的理想选择，这个尖端的单四极质谱检测器给液相色谱应用带来卓越的质谱信息。SQ 300 MS属于PerkinElmer备受称赞的Flexar² LC产品线的一部分，其突出的特点包括具有革命性意义的可更换的离子源探头和独一无二的多级离子通道技术为您提供最佳的灵敏度。其坚固、稳定的设计使您

可以长期高效和可靠地应对最具挑战的工作。化学合成中纷争的最终解决者；同时对于另一些人而言，它还是解决对任何特定样品的更多定量需求所不可或缺的助手。然而，对于每一种情况、每一种应用、每一个实验室，Flexar SQ 300 MS都是您精确获得所需信息的最简单途径。

与前端Flexar LC平台的灵活性和强大功能相结合，创造出理想的分析系统

专利技术可提供高质量的质谱谱图和富含更多信息的数据

更清洁的离子源，更优异的灵敏度

优异的前端色谱分离能力

灵活、模块式的单元能满足您任何LC/MS分析需求

最广泛的操作压力范围选择可满足您对分析通量的需求

专利的离子源适合不同化学物质及应用

可更换的咬合嵌入式探头最小化交叉污染

无需破坏真空就可拆卸离子源模块，为您提供无比的效率

可拆卸的毛细管锥孔简化清洁、增加正常运行时间

CID技术为详细的结构信息分析提供了更为重现和确定的分析能力

多级离子通道提供了优异的离子传输能力

更多详情请咨询：http://www.chem17.com/st95979/erlist_474648.html