

## 医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门

产品名称	医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门厂家简介：

医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门厂家 -北京福意联公司新型恒温系列冰箱是采用优良的微电脑控制和制冷及热补偿功能的多功能、多用途的产品，高。可广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、业等领域中，福意联凭着高度一体化的综合实力，福意联企业已成为一家自制率高达75的企业。

医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门参数：

医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门：特点：

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,优良不锈钢调整搁架.存取物品方便.且易于清洗.

--箱体内部2个精密温度传感器.在环境温度-25 -45 的状况下.仍能够保持箱体内部温度  $\pm 0.5$  稳定.

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统.确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制:大屏幕液晶显示.在2-48范围内可自由调节温度设定值.温度控制精度0.5 .门框双锁控制.自动报警功能.物品存放更.

--采用压缩机.,风冷式冷凝器.翅片式风冷蒸发qi.制冷迅速.

优先--箱体采用优良结构钢板.经优良防腐.喷涂工艺.表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门.内充惰性气体.门体防凝露加热功能.方便在湿度大的环境下使用.

医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。公司始终以科技为，合作及引进相结合，以差异化的设计理念，持续不断的和具有、的实验室及医用仪器设备。

医疗试剂冷藏冰箱 试剂冰箱玻璃门