

实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜

产品名称	实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜厂家简介：

实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜厂家 北京福意联有限公司是一间性的恒温、冷藏设备有限公司。设备涉及医疗、实验仪器、食品检测、生化分析、检测、化学试剂、玻璃仪器等；品种达上万种、覆盖面广、品种齐全。价格便宜公司业务涉及各科研。大中院校。质检、医疗检验、、制药、食品、化妆品。石油、化工、橡胶、塑料、水处理、生物制品等各大。

实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜参数：

实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜：特点：

- 1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入药品。
- 2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱内壁之间有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。
- 3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间调整。
- 4、产品在设定的恒温过程中，具有高低温报警功能；即显示温度到0℃，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键，蜂鸣器停止鸣叫；显示温度若大于后设定温度5℃以上，蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，之间按任意键，蜂鸣器停止鸣叫。便于对储存物品实时监控提高存放物品的性。
- 5、本产品具有锁功能。

实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜：

- 定期用清扫压缩机和冷凝器 压缩机和冷凝器是恒温箱的重要制冷部件，如果沾上灰尘会影响散热，导致零件使用弱。以，要定期检查它们是否脏了，脏了就要清扫。因为挂背式恒温箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面，易沾污。
- 定期用清洁恒温箱内部 恒温箱使用时间长了，恒温箱内的气味会很难闻，甚会滋生细菌，影响食品原味，以，恒温箱内的食物拿出来，替恒温箱大搞卫生。在清洁时有几条注意事项：1、应定期对恒温箱进行清洁（每年至少一次），用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。
- 2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油等清洗。
 - 3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
 - 4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。
 - 5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

福意联恒温、冷藏设备等等。面对未来，我们充满信心，我们将以坚定不移的为打造一个诚信务实、优良、拥有可持续发展能力的企业而奋斗拼搏，为恒温箱（柜）事业做出我们的贡献！

实验室用冰柜 实验室用冷藏冰柜