

实验室恒温箱10度/20度/30度/40度

产品名称	实验室恒温箱10度/20度/30度/40度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

实验室恒温箱10度/20度/30度/40度厂家简介：

实验室恒温箱10度/20度/30度/40度厂家 北京福意联公司在“实现对社会有长期贡献，对从业者有良好的工作环境和发展空间的企业理想”的企业指导下，将“建立福意联品牌效应”定为战略目标，确立了以提供解决方案为引的思路，以科技为发展的源动力，坚持致力于医疗及实验室恒温冷藏设备等方面产品的研究发展。北京福意联公司以客户需求为出发点，充分利用优势为客户提供优良恒温冷藏设备仪器培训等，基本实现了由设备商向系统集成商的转变。“以德敬人，以诚立人”，福意联期待与您共谋发展！

实验室恒温箱10度/20度/30度/40度参数：

实验室恒温箱10度/20度/30度/40度：特点：

1、 温差范围： ± 1 2、 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。5、 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。6、 外箱材料：采用冷轧钢板7、 内胆材料：采用ABS工程塑料8、 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层。9、 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警10、 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

实验室恒温箱10度/20度/30度/40度：

使用恒温箱的注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否紧密。门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应立即熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行停止，说明压缩机启动性能不好。2）然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手触摸箱内各部位，如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)位于北京市，地理位置优良、交通及其便捷。数年来公司坚持致力于产品的、设计、为一体的企业，拥有雄厚的力量、一如既往为客户提供可靠、的“恒温设备”满足客户的要求。

实验室恒温箱10度/20度/30度/40度