

手术室用冷藏柜保存标本

产品名称	手术室用冷藏柜保存标本
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

手术室用冷藏柜保存标本厂家简介：

手术室用冷藏柜保存标本厂家 北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）汇集了具有多年从事医疗、实验室的人才，以高起点、高标准为基础，现已成为从事分析仪器研制、开发、应用的企业。经过不断努力，已发展为主要的医疗、实验室的厂家之一。公司拥有自己的团队、车间、部、部、物流部，为您提供好的产品，优良的产品，优良的。产品实行三包，整机免费一年，终身维护，24小时响应，48小时。

手术室用冷藏柜保存标本参数：

手术室用冷藏柜保存标本：特点：

1.福意联针对市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。2.本公司有多种规格型号可供使用，选购，可按照使用的自身条件选购更适合自己的产品。4.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；5.优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。6.高精度电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度优良稳定。7.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。

手术室用冷藏柜保存标本：

初次使用恒温箱时注意事项：1、检查电恒温箱安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。按照说明书的要求进行优良检查。4、检查电源电压是否符合要求。电恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会燃烧压缩机。5、电压过圈：电压过低，会使压缩机启动困难，造成频繁启动，也会烧坏电动机。电恒温箱应用用三孔插座，单独接线装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避lei针上。6、检查无误后电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪声较大，应检查电路是否接触，并做好相应的调整。有较大异常声音，应立即切断电源。7、电恒温箱在存放食物前，先空载运行，再放入食物，存放的食物不能过多，应尽量避免电恒温箱长时间满符合运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)作为医用冰箱(柜)恒温箱(柜)方面的，一直致力于产品的发明，积推动恒温的发展，出高精度的恒温箱(柜)。

手术室用冷藏柜保存标本