审计追踪(GMP)气相液相色谱专用软件

产品名称	审计追踪(GMP)气相液相色谱专用软件
公司名称	深圳市亿鑫仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛智 型号:survey 规格:套
公司地址	深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海 大厦206室
联系电话	0755-13823202331 13823202331

产品详情

产品介绍

Survey 色谱工作站是多通道,多语言,多用户,多项目,多形式的24位高精度色谱信号采集控制软件 ,可在win7, win8,32位,64位操作系统

上使用,兼容各类主流软件AIA的谱图格式进行处理。软件全面符合GLP/GMP、ISO9001、21 CFR Part II 、2015版药典和CTD格式要求,全面匹配色谱柱信息,用户管理,权限设置、电子签名和批处理,系统适应性评价(SST)等审计追踪功能。

产品特点

全中文的操作界面,符合中国人使用习惯的功能键设置与操作流程,较国外同等性能的色谱工作站更适合国人使用。

此外,软件预留端口,通过定制可以实现各类品牌仪器控制和集成。

快照功能

溶剂报警功能

波长扫描和时间程序波长

技术参数与指标

整机性能

组份表鉴别法。

```
输入通道数:多个
输入电压范围: -2.5V~+2.5V;
输入阻抗:>10M;
积分灵敏度:1uV•秒;
信号最小分辨率:1uV;
动态范围:107;
时间最小分辨率: 0.01min;
线性度: ±0.1%;
 通讯方式:网口。
峰处理能力
可处理的峰个数:大于1000个(与计算机资源有关);
可处理的最小峰宽:0.1秒;
具有自动时间程序;
具有手动积分功能;
可自动识别各种复杂峰形并准确分割;
基线自动跟踪与校正;
负峰影响自动消除;
符合GMP规定;
谱峰定性鉴别方法:
保留时间法;
```

积分参量

峰	面	积	戓	全	高	•
м—	щ	'I / \	~~	, W-	1	•

定量计算方法:

归一法;

内标法;

分组法;

多内标法;

外标法。