

审计追踪（GMP）气相液相色谱专用软件

产品名称	审计追踪（GMP）气相液相色谱专用软件
公司名称	深圳市亿鑫仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:赛智 型号:survey 规格:套
公司地址	深圳市宝安区松岗街道广深路松岗段109号金海大厦206室
联系电话	0755-13823202331 13823202331

产品详情

产品介绍

Survey 色谱工作站是多通道，多语言，多用户，多项目，多形式的24位高精度色谱信号采集控制软件，可在win7，win8，32位，64位操作系统上使用，兼容各类主流软件AIA的谱图格式进行处理。软件全面符合GLP/GMP、ISO9001、21 CFR Part II、2015版药典和CTD格式要求，全面匹配色谱柱信息，用户管理，权限设置、电子签名和批处理，系统适应性评价(SST)等 审计追踪功能。

产品特点

全中文的操作界面，符合中国人使用习惯的功能键设置与操作流程，较国外同等性能的色谱工作站更适合国人使用。

此外，软件预留端口，通过定制可以实现各类品牌仪器控制和集成。

快照功能

溶剂报警功能

波长扫描和时间程序波长

技术参数与指标

整机性能

输入通道数：多个

输入电压范围：-2.5V ~ +2.5V；

输入阻抗：>10M ；

积分灵敏度：1uV·秒；

信号最小分辨率：1uV；

动态范围：10⁷；

时间最小分辨率：0.01min；

线性度：±0.1%；

通讯方式：网口。

峰处理能力

可处理的峰个数：大于1000个（与计算机资源有关）；

可处理的最小峰宽：0.1秒；

具有自动时间程序；

具有手动积分功能；

可自动识别各种复杂峰形并准确分割；

基线自动跟踪与校正；

负峰影响自动消除；

符合GMP规定；

谱峰定性鉴别方法：

保留时间法；

组份表鉴别法。

积分参量

峰面积或峰高；

定量计算方法：

归一法；

内标法；

分组法；

多内标法；

外标法。