

# 朗岱 玻尿酸玻璃针管预灌封真空灌装机 全自动 1-20ml

产品名称	朗岱 玻尿酸玻璃针管预灌封真空灌装机 全自动 1-20ml
公司名称	朗岱（上海）科技有限公司
价格	800000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市青浦区久业路757号沪升未来园A栋
联系电话	021-69790700 15221938793

## 产品详情

人的体内和皮肤中也含有大量的透明质酸，在皮肤的新生、代谢、老化等过程中起到非常重要的作用，它可以促进皮肤的营养代谢，保持皮肤水润、光滑、有弹性，还可以预防衰老等，受到美容护肤界的青睐。

朗岱（上海）科技有限公司成立于2019年，总部位于上海，是一家为制药企业提供、小容量水针注射剂等自动化制药装备系统的设备与服务供应商。

公司始终坚持的以技术创新，质量优先的产品理念，注重人才的引进和培养，不断加大新品研发的投入和力度，已经完成了预充式导管冲洗器灌装机高速线的产品开发，为多家用户提供高速的整体解决方案。在高黏产品真空灌装和真空加塞的技术领域，我们拥有了多项技术。面对制药行业的飞速发展，公司大力发展核心产品有高黏产品的研发设备、隔离器设备等生物制药生产设备。公司技术人员约占公司人员总数的80%，多数具有10年以上的制药设备行业实战经验。

公司目前的核心产品有：玻尿酸灌装机、凝胶灌装机、妇科凝胶灌装机、水光针灌装机、胶原蛋白灌装机、植物蛋白灌装机、透明质酸灌装机、交联产品灌装机、高黏真空灌装机、全自动真空灌装机、预灌封注射器灌装机、高速预灌封灌装加塞机，预充式导管冲洗器灌装机、氯化钠预充导管灌装高速线，生理盐水预充导管灌装高速线，预灌封拧杆贴标机，枕式包装机，预灌封脱巢机，预灌封收盘机，灯检机，预灌封外纸内纸移除机，预灌封外袋移除机，多功能灌装机等；适用于1ml long /1-3ml/5ml/10ml/20ml预充针管，适用于透明质酸、胶原蛋白、植物蛋白、第三代玻尿酸（含微球）、几丁糖、玻璃酸钠、凝胶、妇科凝胶、交联产品、玻尿酸、水光针等，欢迎国内外各界人士洽谈。

1、胶塞震荡斗-胶塞配有震荡锅和震荡轨道，震荡锅为快锁震荡锅，方便拆卸。震荡锅、震荡轨道、材质均为316L不锈钢。

胶塞缓冲室：储存胶塞方便加塞

- 2、单独控制真空灌装，管路配有囊氏过滤器和卫生级隔膜阀。单独控制真空加塞，管路配有囊氏过滤器和卫生级隔膜阀。真空灌装真空加塞回气装置，管路配有囊氏过滤器和卫生级隔膜阀。真空管路配有高精度真空传感器，有效的显示和监控回路的真空度，更换和调节方便。
- 3、316L不锈钢洁净管道，自动监控真空回路，隔膜阀开关自动控制，真空回气压力和时间可调。
- 4、316L不锈钢中心盘夹紧装置 -X/Y全自动高精度移动伺服轴，西门子CPU控制单元和西门子伺服控制器及伺服轴，中心盘自动打开装置。
- 5、西门子操作高清大屏，设备配有点动手柄，更方便调试维修，批次报告生成，配方存储功能。
- 6、精抛316L储气罐，真空传感器全程监控，真空储气罐真空度可调节。
- 7、德国SICK安全光栅，法国凯茂风速传感器
- 8、全伺服灌装系统精度可达  $\pm 1\%$ ，高精度陶瓷柱塞泵更适合高黏度产品灌装，316L不锈钢罐装针，316L分液器，专门为高黏度定制的储液罐。
- 9、316L不锈钢真空腔，真空灌装和真空加塞独立分开，316L高精度和高密封针，316L胶塞插杆，316L加塞套筒，316L灌装针套筒，PEEK真空腔套筒，灌装针过载传感器报警，胶塞反向传感器报警。
- 10、真空灌装-德国进口贝克真空泵，真空加塞-德国进口贝克真空泵。
- 11、全套西门子控制单元。法国施耐德低压电气元件，德国SICK 传感器 -SMC气动元件，日本NSK轴承及传动件，施耐德锁锅控制模块，意大利麦高迪同步带。

序号	名称
1	灌装方式：
2	灌装精度：
3	设计生产能力：
4	灌装真空度调节：
5	加塞真空度调节：
6	加塞合格率：
7	设备适用规格：
8	设备噪音：
9	外形尺寸：
10	电源及功率：

朗岱（上海）科技有限公司为您推荐一款全自动的玻尿酸玻璃针管预灌封真空灌装机，容量范围为1-20ml。让我们来了解一下该机器的特点和优势。

1. 高效率：该真空灌装机采用自动化操作，能够实现高速的玻璃针管预灌封，大大提高了生产效率。
2. 精准度高：采用先进的控制系统和精密仪表，确保每个玻尿酸玻璃针管的预灌封都能达到精准的容量。
3. 方便操作：该机器具备人性化的设计，操作简单，不需要复杂的培训即可上手，省时省力。
4. 安全可靠：预灌封过程完全在密封的环境下进行，确保玻尿酸的纯净度和安全性，并防止了交叉污染。

5. 稳定性强：该机器采用稳定的传动系统和优质的材料，保证了长时间连续运行的稳定性。

接下来，让我们详细了解一下该玻尿酸玻璃针管预灌封真空灌装机的的工作原理。

1. 玻璃针管灌装：将玻尿酸玻璃针管放置在专用装载台上，自动装载系统将针管送入灌装位置。

2. 灌装定量：根据需要的灌装容量设定，机器会自动对每个针管进行准确的灌装，保证每支产品的质量一致性。

3. 预灌封：玻尿酸针管灌装后，机器会自动进行预灌封工艺，将针管的口部封闭。

4.

真空灌装：在预灌封完成后，将针管放置在真空灌装腔中，机器会自动建立真空环境并进行灌装操作。

5. 封口：真空灌装完成后，机器会自动进行封口工艺，确保产品的密封性。

6. 出料：完成封口后，机器会自动将灌装好的玻尿酸玻璃针管从灌装位置送出。

最后，朗岱（上海）科技有限公司郑重推荐该款玻尿酸玻璃针管预灌封真空灌装机给您。

无论您是生产玻尿酸产品的企业还是医疗器械生产企业，我们相信该机器能为您的生产线带来不可或缺的效益。

如果您对产品的详细参数和报价感兴趣，请联系我们的客服人员，我们将竭诚为您服务。