

食品药品胶体金分析设备

产品名称	食品药品胶体金分析设备
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

食品药品胶体金分析设备CSY-JA便携式食品药品胶体金分析仪利用免疫层析胶体金原理及干式化学原理，便携式食品药品胶体金分析仪可以对畜禽产品中瘦肉精、抗生素残留，水产品中非法化学品、抗生素药物残留等进行定性检测。

便携式食品药品胶体金分析仪仪器功能：

- 1、显示屏幕：7英寸液晶触摸显示屏；
- 2、操作系统：Android9.0操作系统，2G+16G（外置TF内存支持扩展128G）；
- 3、样品信息：检测通道可独立设置样品信息（名称、来源单位、地址、联*人、联**式等信息）；
- 4、用户信息：可设置检测单位名称、单位地址（三级联动）、联系电话、责任人、检测人员、审核员等信息，可多账户设置；
- 5、检测信息：检测结果、结果判断、判断依据、检测时间等信息；
- 6、数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图进行统计汇总分析；
- 7、检索功能：样品名称检索选择、历史记录检索等
- 8、数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、Excel）；
- 9、GPS定位：支持定位功能；
- 10、系统更新：支持远程更新、新版本自动更新；

11、通讯接口：外置SIM卡插口（支持2G/3G/4G全网通）、外置存储TF内存插口、RS232、USB A型、USB B型、网口、wifi、蓝牙；

12、打印功能：内置宽度58MM热敏打印机，单条或多条数据合并打印，打印信息包括样品信息、用户信息、检测信息等,可连接A4打印机进行数据打印；

13、数据上传：支持SIM（2G/3G/4G全网通）、网口、wifi进行数据传输及对接各地监管平台；

14、外观结构：箱仪一体化；满足车载、实验室、户外不同应用场景使用。

便携式食品药品胶体金分析仪技术参数：

1、检测通道：单通道；

2、检测方法：免疫层析胶体金法；

3、测量原理：反射光谱测试法（非拍照扫描）；

4、检测波长：525nm ± 5nm；

5、检测结果：浓度值（国家法定样品检测项目的浓度单位）及阴阳性判断；

6、准确度：CV值 3%；

7、批间差：CV值 3%；

8、智能检测：自动精准识别CT线位置，支持色度检测、CT比值检测等多种拟合方式，检测仓封闭性设计，自动进出卡；

9、食品药品胶体金分析设备仪器尺寸：420*290*155（mm）。