

品牌实验室家具全钢实验台报价

产品名称	品牌实验室家具全钢实验台报价
公司名称	北京给力科兴实验室装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:给力装备 型号:GL-QGST 尺寸:L*750*850mm
公司地址	北京市大兴区榆垓工业区88号
联系电话	010-53368687

产品详情

产品简介

品牌实验室家具全钢实验台报价作为现代实验室的一种象征，因其坚固耐用，尽显高贵品质而受到用户的青睐。钢构架经酸洗磷化处理，经环氧树脂静电喷涂，使得防潮与防腐有效的结合起来。在结构上样式上，我公司吸收了国外先进的设计理念，将承重性与灵活性融合起来，全钢结构产品夺人的质感与光感使实验室显得稳重而优雅，是研究型实验室的上上之选。全钢结构家具材质说明

实验台台面：

采用进口荷兰产TRESPA品牌“千思板”，厚度13mm化学专用板，颜色为黑色，（边缘加厚设计厚26mm）防化、防潮、耐高温、抗撞击、耐刻刮以及耐磨，可耐温度为140度，台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理，台面底部做有防水槽。可提供国际权威机构专业测试报告。

柜体：

柜体为全钢落地式结构，钢制柜体加工材料为“宝钢”牌优质冷轧钢板，进口环氧树脂喷涂，防化、防潮、耐高温以及耐磨。柜体钢材基本厚度达到或优于以下标准：内门板、活动式背板为1.0mm厚；外门板、侧板、底板、层板支柱、层板、抽屉、试剂架立柱为1.2mm厚；上补强梁,中横梁,抽屉导轨,水槽支撑架2.0mm；调整脚支撑板为3.0mm厚。颜色（参照实物图片），柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力。实验台高度为站高914mm（±5%），坐高762mm（±5%）；底挂柜深度为549mm，深度增加存储容量，底柜后方具备容易拆装的背板，可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。柜体为独立的、可拆装结构；所有钣金的表面接缝均满焊，焊接处均打磨平整以保持为连续的平滑表面，内外表面均经静电及磷化处理，进口环氧树脂喷涂厚度 75 μm；基本柜体为单门单抽屉结构或双门双抽结构，中间空挡部位上部无抽屉。

踢脚板除正面凹入部分外，两侧与柜体钢板一体成型，以确保整体承重能力。2.1 柜门/抽屉面板：

采用“宝钢”牌优质冷轧钢板；抽屉面板1.2mm（±5%）厚，双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷

涂，夹层内具消音材料；抽斗为单片钢板一体成形设计，弯折接合处点焊。2.2 门铰/合页：开启角度大于180度，316不锈钢；基本挂柜/吊柜采用2个合叶，高柜采用3个合叶，每个合叶用3个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。2.3拉门把手：PVC内嵌式把手；抽屉导轨采用模具成形包夹式导轨，尼龙滚珠，自闭结构设计，负重 25kg（100000次），抽屉内表面均设有防撞垫片。2.4 止动扣（门吸）：可调整高度式，尼龙嵌入式门吸；进口或国内知名厂家。2.5 层板：进口环氧树脂喷涂冷轧钢，所有带柜门的实验柜具内置活动层板，每12.3mm可自由上下调节高度，层板由四个1.2mm厚304不锈钢层板扣支撑，承重为40Kg以上；层板两侧及前后端向下折边后再反折，边缘不割手，颜色与柜体同色。2.6 试剂架：主框架采用壁厚1.2mm宝钢冷轧钢板冲压成型，模组化设计组合安装；表面经酸洗、磷化、进口环氧树脂静电粉末喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。试剂架可扩展型构造；层板采用1.2mm宝钢冷轧钢板，进口环氧树脂喷涂；试剂架立柱具整排挂孔供可调式层板悬挂用，挂孔上下调节间距每格约40mm。全钢实验台技术参数 一、配件：

1. 水龙头、水槽采用台湾制造实验室专用产品。2. 气体考克采用台湾制造实验室专用产品。

3. 洗眼器、紧急喷淋采用进口实验室专用产品。4. 万向抽气罩采用进口实验室专用产品。

5. 实验凳采用玻璃钢（皮革）凳面，不锈钢凳脚。6. 滴水架采用ABS滴水棒。二、规格(标准)

1、中央实验台规格：L*D1500*H850mm 2、中央台试剂架规格：L*D400*H600-1100mm

3、边实验台规格：L*750*850mm

4、边台试剂架规格：L*300*600-1100mm 品牌实验室家具全钢实验台报价 品牌实验室家具全钢实验台报价